



# Loire wave 190, 40-40145-9


Montageanvisning

Mounting instruction

Montageanleitung



## I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard)



Vedlagt findes montage skabelon med angivelse af de 6 montagehuller på beslaget.

### Anbefalede brugerhøjder (overkant toiletstøtte) og installationshøjder (placering af øverste huller i skabelon/beslag)

Brugerhøjde (lave ende af wave)	Installations højde (øverste huller)	Situation
710mm	838 mm	Loire wave (front højde + 90 mm) = 800 mm
<p>Hvis en anden brugerhøjde ønskes, placeres de 2 øverste huller af beslaget (eller på montageskabelon) 128 mm over den ønskede brugerhøjde på den laveste del af toiletstøtten.</p> <p><u>Eksempel:</u> Ønsket brugerhøjde (lave del af wave) 690 mm                      Installationshøjde 2 øverste huller = 690 + 128 mm = 818 mm                      Fronthøjde = 690 + 90 mm = 780 mm</p>		




Please find attached mounting template showing position of the 6 holes for easy installation

### Recommended user heights and installation heights (upper holes in mounting template/bracket)

User height lowest part of wave (recommendation)	Installation height (upper holes)	Situation
710 mm	838 mm	Loire wave (front height + 90 mm) = 800 mm
<p>If any other specific user height is required, simply position the 2 upper holes of the bracket (or the mounting template) 128 mm above the required height of the lowest part of the support arm.</p> <p><u>Example:</u> Required user height (lowest part of wave) is 690 mm                      Installation height = 690 + 128 mm = 818 mm                      Front end height = 690 + 90 mm = 780 mm</p>		

## DIN 18040-1 (Tyskland – Germany – Deutschland)





Alle Abmessungen in mm







\* Nach DIN 18040-1:  
Der lichte Abstand zwischen den Stützklappgriffen muss 65 cm– 70 cm betragen.

!! Bitte prüfen Sie vor der Montage die individuellen Anforderungen!



<b>Tilbehør – Accessories - Zubehör</b>		
40-40925	Rejse / sættebeslag Get up / sit down attachment Aufstehhilfe	
40-40915	Håndklædeholder Towel holder Handtuchhalter	
40-40910	Toiletrulleholder Toilet roll holder Papierhalter	
40-40905	Vægplade Wall plate for height adjustment Wandplatte für flexible Höheneinstellung	

**Produkt info - Product info - Produkt info**

	<b>Vare Nr.</b> <b>Item No.</b> <b>Art. Nr.</b>	<b>Max Load,</b> <b>Comply to</b> <b>EN12182</b>  <b>Maximale</b> <b>Belastung</b>	<b>Længde</b> <b>Length</b> <b>Länge</b>	<b>Dybde,</b> <b>opslået</b> <b>Space,</b> <b>folded up</b>  <b>Tiefe,</b> <b>senkrecht</b>
	40-40145 LOIRE wave 190	190kg	900mm	238mm
	Sidevers træk uden deformation Sideways pull without deflection Seitwärtiges ziehen ohne Ablenkung			
	Profil dimensioner Profile dimensions Profil Abmessungen			
	<p><b>Materiale:</b>                      Arm: Aluminium, pulverlakeret                      Vægbeslag: St.37, kromateret og pulverlakeret</p> <p><b>Material:</b>                      Support arm: Aluminum, powder coated                      Wall bracket: Steel, Chromate and powder coated</p> <p><b>Material:</b>                      Stützarm: Aluminium, pulverbeschichtet                      Montagekonsole: Stahl, chromatiert und pulverbeschichtet</p>			



## Vedligeholdelse

Toiletstøtten er vedligeholdelses fri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog jævnligt, at undersøge alle boltforbindelser og bevægelige dele for at sikre, at ingen dele er løse, og at befæstelser til væggen er intakte

## Rengøring

Benyt ikke højtryks renser til rengøring af dette produkt. Produktet kan ikke vaskes i en vaskemaskine

Benyt blot en blød klud eller svamp med alm. sæbevand (pH 7), maks. 60°. Rengør altid produktet efter brug, derigennem forhindres snavs, at sætte sig fast på overfladerne.

**VIGTIGT:** Benyt ikke skurepulver eller andre slibende produkter, da de vil ridse overfladerne på dette produkt. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærke syrer eller alkaliske produkter må IKKE benyttes.



## Maintenance

The toilet supports are maintenance free. For safety reasons it is recommendable to check all mounting screws and moving parts to be sure all is tightened ok, and that all attachment to the wall is in correct and safe condition.

## Cleaning

To clean this product, do not use a high-pressure washer. This product is not machine washable.

Simply use a soft cloth or sponge with soapy water (pH 7) of max 60°C. Always clean this product after use to prevent dirt from sticking to the surface.

Important:

Do not use scouring powder or other abrasives as they may scratch the surface. Also avoid the use of cleaning utensils with sharp edges. Never use strong mineral acids or alkali.



## **Wartung**

Der Stützarm ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Schraubverbindungen und beweglichen Teile zur Sicherstellung, dass keine Teile lose sind.

## **Reinigung**

Für die Reinigung dieses Produktes nie einen Hochdruckreiniger benutzen. Das Produkt mit einem weichen Lappen oder Schwamm mit höchstens 60°C Seifenwasser (pH 7) reinigen. Um das Festsetzen von Schmutz auf der Oberfläche zu verhindern, das Produkt immer nach Gebrauch reinigen.

WICHTIG: Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen NICHT benutzt werden.



## **Reklamation**

Se Generelle salgs- og leveringsbetingelser på [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



## **Complaints**

See General Terms of Sale and Delivery on [www.ropox.com](http://www.ropox.com)



## **Reklamation**

Siehe allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



## **ROPOX A/S**

Ringstedgade 221  
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.com](http://www.ropox.com)



## **ROPOX A/S**

Ringstedgade 221  
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.com](http://www.ropox.com)



## **ROPOX A/S**

Ringstedgade 221  
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.com](http://www.ropox.com)