



Moldau, 40-42010-9

Montageanvisning

Mounting instruction

Montageanleitung





Anbefalede montage mål:

* Vandtilslutning ½" ballofix

** Afløb ø32

*** Dimensioner i forhold til en montagehøjde på 800mm ± 100mm



Recommended mounting measurements:

* Waterconnection ½"

** Drain ø32

*** Dimensions relative to a mounting height of 800mm ± 100mm






Empfohlene Montage Messungen:


* Wasseranschluss ½"

** Drain ø32

*** Abmessungen gegenüber einer Einbauhöhe von 800mm ± 100mm





















Tilbehør – Accessories - Zubehör		
40-42170	<p>Bøjeligt håndsving</p> <p>Flexible winder</p> <p>Handkurbel mit biegsamer Welle</p>	
40-14680	<p>Hjælpegreb til blandingsbatteri</p> <p>Extended lever for mixer tap</p> <p>Langer Bedienhebel (15cm) für Einhebel-Armatur</p>	
Reserve dele – Spareparts - Ersatzteile		
40-42910	<p>Fleksibel vandtilslutning og afløb</p> <p>Flexible plumbing kit including trap</p> <p>Flexible Wasserzu-und Ablaufanschlüsse</p>	
97001006	<p>Bundventil</p> <p>Bottom valve</p> <p>Bodenventil</p>	
97001320	<p>Armatür, Oras Saga</p> <p>Mixing tap, Oras Saga</p> <p>Mischbatterie, Oras Saga</p>	
97001246	<p>Vask, Ifö Sign 7362</p> <p>Washbasin, Ifö Sign 7362</p> <p>Waschbecken, Ifö Sign 7362</p>	

Produkt info - Product info - Produkt info					
Moldau		Vare Nr.	Max last	Bredde	Dybde
		Item No.	Max Load	With	Depth
		Art. Nr.	Max Belastung	Breite	Tiefe
		40-42010	100kg Jævnt fordelt Evenly distributed Gleichmassig verteilt	600mm	500mm
	Materiale: Unit: Aluminium, stål, pulverlakeret Vask: Porcelæn				
	Material: Unit: Aluminum, steel, powder coated Washbasin: Porcelain				
	Material: Unit: Aluminium, Stahl, pulverbeschichtet Waschbecken: Porzellan				



Vedligeholdelse

Moldau er vedligeholdelses fri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog jævnligt, at undersøge alle boltforbindelser og bevægelige dele for at sikre, at ingen dele er løse, og at befæstelser til væggen er intakte

Rengøring

Benyt ikke højtryks renser til rengøring af dette produkt.

Benyt blot en blød klud eller svamp med alm. sæbevand (pH 7), maks. 60°. Rengør altid produktet efter brug, derigennem forhindres snavs, at sætte sig fast på overfladerne.

VIGTIGT: Benyt ikke skurepulver eller andre slibende produkter, da de vil ridse overfladerne på dette produkt. Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærke syrer eller alkaliske produkter må IKKE benyttes.



Maintenance

The Moldau is maintenance free. For safety reasons it is recommendable to check all mounting screws and moving parts to be sure all is tightened ok, and that all attachment to the wall is in correct and safe condition.

Cleaning

To clean this product, do not use a high-pressure washer.

Simply use a soft cloth or sponge with soapy water (pH 7) of max 60°C. Always clean this product after use to prevent dirt from sticking to the surface.

Important:

Do not use scouring powder or other abrasives as they may scratch the surface. Also avoid the use of cleaning utensils with sharp edges. Never use strong mineral acids or alkali.



Wartung

Der Moldau ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Bolzenverbindungen und beweglichen Teile zur Sicherstellung, dass keine Teile lose sind.

Reinigung

Für die Reinigung dieses Produktes nie einen Hochdruckreiniger benutzen. Das Produkt mit einem weichen Lappen oder Schwamm mit höchstens 60°C Seifenwasser (pH 7) reinigen. Häufige Reinigung wird empfohlen, damit sich auf den Oberflächen kein Schmutz festsetzt.

WICHTIG: Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen NICHT benutzt werden.



Reklamation

Se Generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk



Complaints

See General Terms of Sale and Delivery on www.ropox.com



Reklamation

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.de