



SoftLegSupport er løse polstringshylstre, som kan trækkes på bendelene på løftesejl med delte benstøtter. SoftLegSupport anvendes fortrinsvis til trykfølsomme brugere. De sælges i par og er lette for hjælperen at sætte på.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekveme løftesejl af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



Funktionskontrol

Visuel og mekanisk inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kontroller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løftesejlet. Hægt først løftesejlets rygstrøpper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.

Placering af SoftLegSupport



1



2

1. SoftLegSupport har en længere langside og en kortere langside samt en længere kortsider og en kortere kortsider.

2. Træk SoftLegSupport på, så den længere langside er placeret mod midten på løftesejlet og den længere kortsider opad mod løftesejlets rygdel. Træk en på hver bendel. Anvend nu løftesejlet som sædvanlig; læs manualen for det aktuelle løftesejl.

Materiale:

Polyester: Slidstærkt materiale med lav friktion. Tåler høje vasketemperaturer.

Vedligeholdelse:

Læs på løftesejlets mærkat.



Anvend ikke skyllemiddel.

Undgå tørretumbling for øget levetid.

Størrelse	XS/Orange	S/M/Rød/Gul	L/XL/Grøn/Lila
Anb. lbs	40-80	70-190	180-450
Brugervægt kg	20-35	30-90	80-200

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se



handicare