

# bruksanvisning



## EVAQ®-PRO XL

Trycksårsterapi kraftig madrass med evakueringsfunktion  
Läs bruksanvisningen noga innan du använder systemet och följ **varningsanvisningarna!**

<b>Produktnamn</b>	<b>EVAQ®-PRO XL</b>
<b>leveransomfång</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decubitus terapi kraftig madrass med evakueringsfunktion och skumkärna</li> <li>• PU-lock (avtagbart med dragkedja)</li> <li>•  Bruksanvisning (V03), andra språk för bruksanvisningen finns här: <a href="http://manuals.funke-medical.eu">manuals.funke-medical.eu</a></li> </ul>
<b>Indikationer / tillämpningsområden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profylax av trycksår</li> <li>• Trycksårsterapi upp till klass 4 (Seiler / EPUAP)</li> <li>• Smärta terapi</li> <li>• För patienter med mycket hög risk för trycksår</li> </ul>
<b>Kontra</b>	Okänt
<b>Tillåten patientvikt min. - Max.</b>	0 - 250 kg
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kärna: PU-skum</li> <li>• Omslag: PU-belagd PES-bärrmaterial, nylon</li> </ul>
<b>Mått</b>	Bredd: 80-100 cm Längd: 190-220 cm
<b>Produkt vikt</b>	20 kg (90/200 cm)
<b>Hjälppnummer (enligt definitionen i §139 SGB V)</b>	
<b>Medicinsk utrustning</b>	Klass 1, MDR 2017/745 
<b>Teknisk säkerhet / flamskydd</b>	Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 spjålsäng 5, BS 7177
<b>Testning för toxikologisk oskadlighet / biokompatibilitet</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>varningar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innan du använder systemet för första gången måste du förbereda systemet för första gången (se "Förbereda systemet för användning").</li> <li>• Lämplig för justerbara liggande ytor</li> <li>• Sidoskenans övre kant minst 22 cm över madrassens överbelastade övre kant</li> </ul>
<b>garanti</b>	5 år på skumkärnans funktionella egenskaper (pro-rata-garanti)
<b>underhåll</b>	Nej
<b>Rengöringsinstruktioner (madrassskydd)</b>	<p>Valfritt kan locket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genom att torka desinfektion med kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel gjorda av isopropanol (t.ex. Bacillo) eller med andra lämpliga DGHM-listade produkter (t.ex. ECOLAB rengöringsduk Incidin OxyWipe S XL)</li> <li>• eller kemotermisk rengöring</li> <li>• eller genom autoklavering</li> </ul> <p>Omslaget är klart för återanvändning i varje enskilt fall. <b>OBSERVERA: om synlig smuts inte kan avlägsnas och / eller om det finns synliga skador måste locket kasseras i enlighet med nationella föreskrifter.</b></p> 
<b>Rengöringsinstruktioner (kärna)</b>	<p>Skumkärnan utan lock kan valfritt rengöras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• med kommersiellt tillgängliga medel. Detta kan uppnås genom att blötlägga det förorenade området eller spraya hela skumkärnan med ett desinfektionsmedel (t.ex. Bacillo eller ECOLAB-skumspray Incidin OxyFoam S bestående av väteperoxid). Då måste skumkärnan lufttorkas.</li> <li>• eller genom autoklavering i enlighet med RKI: s riktlinjer.</li> </ul> <p>I varje enskilt fall är skumkärnan redo för återanvändning. <b>OBSERVERA: om synlig förorening inte kan avlägsnas och / eller om det finns synliga skador måste skumkärnan kasseras i enlighet med nationella föreskrifter.</b></p>
<b>Förbered systemet för användning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produkten är avsedd och lämplig för användning i hemmet och institutionella områden.</li> <li>2. Ta bort madrassen ur lådan omedelbart efter mottagandet.</li> <li>3. Öppna remmarna på madrassens undersida och sätt ihop remläsen på huvud- och fotdelarna så att de klickar på plats.</li> <li>4. Lägg madrassen på sängen.</li> <li>5. Notera "DENNA SIDA UPP" tryckt på madrassens överdel.</li> <li>6. Remmarna och handtagen är endast avsedda för användning vid evakuering.</li> <li>7. Se träningsvideon på <a href="http://www.funke-medical.de/de/downloads/#filme">www.funke-medical.de/de/downloads/#filme</a>.</li> </ol>

RKI = Robert Koch Institute; DHGM = tyska föreningen för hygien och mikrobiologi; MPG = Medical Devices Act; Autoklavering = fraktionerad vakuumprocess vid 105 grader C och 55 minuter

 Tillverkare när det gäller MPG och MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel. + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133 • [info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de) • [www.funke-medical.de](http://www.funke-medical.de)

Download: 18.06.2021 12:51