

Amputee support/Leg support Accessories for Combi chairs

Linido



User manual - English
Bruksanvisning - Svenska
Brugsanvisning - Dansk
Brukerhåndbok - Norsk
Käyttöohje - Suomi
Handleiding - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch



REF 201060004 / 201061004

MAX 100 kg/220 lbs

Table of contents

English	5
Svenska	6
Dansk	7
Norsk	8
Suomi	9
Nederlands	10
Deutsch	11

**EN VISUAL INSPECTION**

Inspect the product regularly. Check to ensure that material is free from damage.

SV VISUELL INSPEKTION

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

DA VISUEL INSPEKTION

Foretag regelmæssig funktionskontrol af produktet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

NO VISUELL INSPEKSJON

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og uten skader.

FI SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS

Tarkasta tuotteen toimivuus säännöllisesti. Tarkasta, ettei materiaalissa ole mitään vaurioita.

NL VISUELE CONTROLE

Inspecteer het product regelmatig. Controleer op mogelijke beschadiging van het materiaal.

DE SICHTPRÜFUNG

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, daß das Material unbeschädigt ist.

EN BEFORE USE

Ensure that the product is correctly mounted/ installed.

SV FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera att produkten är rätt monterad/ installerad.

DA FØR BRUG

Kontroller, at produktet er korrekt samlet.

NO FØR BRUK

Kontroller at produktet er korrekt installert.

FI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tarkasta, että tuote on asennettu oikein.

NL VOOR GEBRUIK

Zorg ervoor dat het product juist is gemonteerd.

DE VOR DER BENUTZUNG

Prüfen Sie das Produkt auf korrekte Montage.

**EN ALWAYS READ THE USER MANUAL**

Always read the user manual. Keep the user manual where it is easily accessible for users of the product.

SV LÄS ALLTID BRUKSANVISNINGEN

Läs alltid bruksanvisningen. Förvara bruksanvisningen tillgänglig för användare av produkten.

FI LUE AINA KÄYTTÖOHJE

Lue aina käyttöohje. Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

NO LES ALLTID BRUKERMANUALEN

Les alltid brukermanualen. Oppbevar brukermanualen tilgjengelig for brukere av produktet.

DA LÆS ALTID BRUGSVEJLEDNINGEN

Læs altid brugsvejledningen. Opbevar brugsvejledningen tilgængelig for brugere af produktet.

NL LEES ALTIJD DE HANDLEIDING

Lees altijd de handleiding. Bewaar de handleiding zo dat deze voor gebruikers van het product altijd beschikbaar is.

DE LESEN SIE STETS DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung. Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Amputee support/Leg support

Accessories for Combi chairs




Linido

Instructions for use and user

EN - Please read the instructions before using the product. These instructions apply to the amputee support and leg support for the Combi chair. Always consult the manual of the main product for additional product descriptions, intended use specifications, general warnings, precautions and contra-indications and maintenance and service information.

Intended use

This product can be used with all Combi chairs. The amputee support can be attached to the Combi chair to give support to a stump after an amputation. If it is necessary to support an entire leg, the leg support is mounted to the amputee support, to give support and relief for, as an example, a plaster cast.



Installation

The amputee support can be installed on both the right and left sides of the chair. The amputee support is mounted on the holders for the foot support at the desired height. Make sure that the clips (1) are fully inserted.

When moving to the opposite leg.

Loosen thumbscrews (3) and remove the PUR support (4). Loosen handle (12), and swing the upper part (5) 180° over backwards. Tighten handle (12). Move the amputee support over to the opposite side by lifting up in the amputee support, and putting it on the opposite side, so the slots go down over the clip in the holder. Put on the PUR support, and tighten thumbscrews (3) in the desired position.

To install the leg support.

Remove the cap (2) for the amputee support. Loosen the thumbscrews (3), and pull the PVR support (4) out over the square tubing so that the hole (5) is visible. Put the middle tube (6) into the amputee support. Make sure that the pin (7) in the middle tube clicks correctly into the hole (5) of the amputee support. Mount the leg support (8) on the middle tube and tighten the thumbscrews (9) at the desired length. The leg support (10) is fastened in the desired position with help of the thumbscrews (11).

Adjustment and use

Lift the amputee support in its holder, and then swing out to one side. To adjust the angle of the amputee support, loosen the handle (12). Adjust the amputee support to the desired position, and tighten the handle again. The leg support can be placed in the desired position by loosening the thumbscrews and moving the tubes. After positioning make sure the thumbscrews are firmly tightened.

Maintenance

The amputee support and the leg support can be cleaned with ordinary cleaning products that do not have polishing or etching properties. It is not recommended to use solvents or chlorine.




Warnings

- When sitting down or standing up, the leg supports should be turned out to one side.
- Check on a regular basis that all handles and screws are properly tightened.
- If the amputee or leg support is taken off, it is important that it is correctly installed again.
- The amputee or leg support must only be used for the leg that it was installed for.
- If the Combi chair has an amputee or a leg support installed the user should not lean over forwards, as the chair could tip over.

SV - Vänligen läs instruktioner innan du använder produkt. Dessa instruktioner appliceras till amputationsstöd och benstöd för Combi-stol. Kolla alltid manual av huvudsaklig produkt för ytterligare produktbeskrivningar, specifikationer för menad användning, generella varningar, försiktighetsåtgärder, kontraindikationer, underhåll och serviceinformation.

Avsedd användning

Denna produkt kan användas med alla Combi-stolar. Amputationsstödet kan sättas fast till Combi-stol för att ge stöd till en stump efter en amputering. Om det är nödvändigt så kan det stöda hela benet, benstödet är monterat till amputationsstöd, för att ge stöd och lättnad för, till exempel, ett gipsförband.



Installation

Amputationsstöd kan installeras på både vänster och höger sida av stolen. Amputationsstödet är monterat på hållare av fotstöd vid önskad höjd. Se till att klämmor (1) är fullt insatta.

När man flyttar till motsatt ben

Lossa tumskruvar (3) och ta bort PUR stöd (4). Lossa handtag (12), och sväng övre del (5) 180 grader bakåt. Fäst handtag (12). Flytta amputationsstödet över till motsatt ben genom att lyfta upp det, och sätt det på motsatt sida, så att springorna går ner över klämman i hållaren. Sätt på PUR stöd och fäst tumskruvar (3) i önskad position.

Installation för benstöd

Ta bort locket (2) för amputationsstödet. Lossa tumskruvarna (3), och dra PVR support (4) ut över fyrkantströr så hålet (5) är synligt. Sätt fast mittenröret (6) till amputationsstödet. Se till att stiftet (7) i mittenröret klickar korrekt i hålet (5) på amputationsstödet. Montera benstöd (8) till mittenröret och fäst tumskruvarna (9) vid önskad längd. Benstödet (10) är fäst i önskad position med hjälp av tumskruvar (11).

Justering och användning

Lyft amputationsstödet i dess hållare, vinkla sedan ut det till en sida. För att justera vinkel av amputationsstödet, lossa handtaget (12). Justera stödet till önskad position, och fäst handtaget igen. Benstödet kan placeras i önskad position genom att lossa tumskruvarna och flytta rören. Efter positionering se till att tumskruvarna är satta ordentligt.

Underhåll

Amputationsstödet och benstöd kan rengöras med vanliga rengöringsprodukter som inte har polerings eller etsningsegenskaper. Det är inte rekommenderat att använda lösningsmedel eller klorin.

Varningar

- När man sitter ner eller står upp, så rekommenderas att benstödet är vänt till en sida.
- Kolla på reguljär basis att alla handtag och skruvar är korrekt fasta.
- Om amputations eller benstöd är taget bort, så är det viktigt att de installeras korrekt igen.
- Amputations eller benstöd får bara användas för det ben som det installerades för.
- Om Combi-stolen har ett amputations eller benstöd installerat så borde inte luta sig framåt, då stolen kan tippa över.

Amputationsstøtte/benstøtte

Tilbehør til Combi-stole

Linido




Brugsanvisning og bruger

DA - Du bedes læse brugsanvisningen, før du bruger produktet. Denne brugsanvisning gælder for amputationsstøtte og benstøtte til Combi-stolen. Yderligere produktbeskrivelser, oplysninger om den tilsigtede anvendelse, generelle advarsler, forsigtighedsregler og kontraindikationer samt oplysninger om vedligeholdelse og service findes altid i brugsanvisningen til hovedproduktet.

Anvendelsesformål

Dette produkt kan bruges med alle Combi-stole. Amputationsstøtten kan fastgøres til Combi-stolen for at støtte en stump efter en amputation. Hvis det er nødvendigt at støtte et helt ben, monteres benstøtten på amputeringsstøtten for at støtte og aflaste f.eks. en gips.



Montering

Amputationsstøtten kan monteres på både højre og venstre side af stolen. Amputationsstøtten monteres på holderne til fodstøtten i den ønskede højde. Sørg for, at klipsene (1) er sat helt ind.

Når du skifter til det modsatte ben.

Løsn fingerskruerne (3), og fjern PUR-støtten (4). Løsn håndtaget (12), og sving den øverste del (5) 180° bagud. Spænd håndtaget (12). Flyt amputeringsstøtten over på den modsatte side ved at løfte op i amputeringsstøtten og sætte den på den modsatte side, så slidersne går ned over klipsen i holderen. Sæt PUR-støtten på, og spænd fingerskruerne (3) i den ønskede position.

Sådan monteres benstøtten.

Fjern hættten (2) til amputeringsstøtten. Løsn fingerskruerne (3), og træk PVR-støtten (4) ud over firkantrøret, så hullet (5) er synligt. Sæt det midterste rør (6) ind i amputationsstøtten. Sørg for, at stiften (7) i det midterste rør klikker korrekt ind i hullet (5) i amputeringsstøtten. Monter benstøtten (8) på midterrøret, og spænd fingerskruerne (9) i den ønskede længde. Benstøtten (10) fastgøres i den ønskede position ved hjælp af fingerskruerne (11).

Justering og anvendelse

Løft amputeringsstøtten i holderen, og sving den ud til den ene side. For at justere vinklen på amputeringsstøtten skal du løse håndtaget (12). Juster amputeringsstøtten til den ønskede position, og spænd håndtaget igen. Benstøtten kan placeres i den ønskede position ved at løse fingerskruerne og flytte rørene. Efter positionering skal du sikre dig, at fingerskruerne er strammet godt til.

Vedligeholdelse

Amputationsstøtten og benstøtten kan rengøres med almindelige rengøringsmidler, der ikke har polerende eller ætsende egenskaber. Det anbefales ikke at bruge opløsningsmidler eller klor.




Advarsler

- Når du sidder ned eller står op, skal benstøtterne være drejet ud til den ene side.
- Kontroller jævnligt, at alle håndtag og skruer er korrekt fastspændt.
- Hvis amputationsstøtten eller benstøtten tages af, er det vigtigt, at den sættes korrekt på igen.
- Amputationsstøtten eller benstøtten må kun anvendes til det ben, som den er monteret til.
- Hvis Combi-stolen er udstyret med en amputationsstøtte eller en benstøtte, må brugeren ikke læne sig fremad, da stolen kan vælte.

NO - Les instruksjonene før du bruker produktet. *Disse instruksjonene gjelder amputasjonsstøtten og benstøtten for Combi-stolen. Se alltid håndboken til hovedproduktet for ytterligere produktbeskrivelser, spesifikasjoner for tiltenkt bruk, generelle advarsler, forholdsregler og kontraindikasjoner og vedlikeholds- og serviceinformasjon.*

Tiltenkt bruk

Dette produktet kan brukes med alle Combi-stoler. Amputasjonsstøtten kan festes til Combi-stolen for å gi støtte til en stump etter en amputasjon. Dersom det er nødvendig å støtte et helt ben, monteres benstøtten til amputasjonsstøtten, for å gi støtte og avlastning ved for eksempel gips.



Installasjon

Amputasjonsstøtten kan monteres på både høyre og venstre side av stolen. Amputasjonsstøtten monteres på holderne for fotstøtten i ønsket høyde. Pass på at klemmene (1) er satt helt inn.

Når du flytter til motsatt ben.

Løsne tommelskruene (3) og fjern PUR-støtten (4). Løsne håndtaket (12), og sving den øvre delen (5) 180° over bakover. Stram til håndtaket (12). Flytt amputasjonsstøtten over til motsatt side ved å løfte opp i amputasjonsstøtten, og sett den på motsatt side, slik at sporene går ned over klipsen i holderen. Sett på PUR-støtten, og trekk til tommelskruene (3) i ønsket posisjon.

For å installere benstøtten.

Fjern hetten (2) for amputasjonsstøtten. Løsne tommelskruene (3), og trekk PVR-støtten (4) ut over firkantrøret slik at hullet (5) er synlig. Sett det midterste røret (6) inn i amputasjonsstøtten. Pass på at tappen (7) i midtrøret klikker riktig inn i hullet (5) på amputasjonsstøtten. Monter benstøtten (8) på midtrøret og trekk til tommelskruene (9) i ønsket lengde. Benstøtten (10) festes i ønsket posisjon ved hjelp av tommelskruene (11).

Justering og bruk

Løft amputasjonsstøtten i holderen, og sving deretter ut til den ene siden. For å justere vinkelen på amputasjonsstøtten, løsne håndtaket (12). Juster amputasjonsstøtten til ønsket posisjon, og stram håndtaket igjen. Benstøtten kan plasseres i ønsket posisjon ved å løsne tommelskruene og flytte rørene. Etter plassering må du kontrollere at tommelskruene er godt strammet.

Vedlikehold

Amputasjonsstøtten og benstøtten kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler som ikke har polerings- eller etseegenskaper. Det anbefales ikke å bruke løsemidler eller klor.




Advarsler

- Når du setter deg ned eller står opp, skal benstøttene vendes ut til den ene siden.
- Kontroller med jevne mellomrom at alle håndtak og skruer er skikkelig tiltrukket.
- Hvis amputasjons- eller benstøtten tas av, er det viktig at den monteres riktig igjen.
- Amputasjons- eller benstøtten må kun brukes til benet den ble installert for.
- Hvis Combi-stolen har en amputert eller benstøtte installert, bør brukeren ikke lene seg forover, da stolen kan velte.

FI - Lue ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet koskevat Combi-tuolin amputaatiotukea ja jalkatukea. Katso päätuotteen oppaasta lisätietoja tuotekuvauksista, käyttötarkoituksen määrittämisestä, yleisistä varoituksista, varoittamista ja vasta-aiheista sekä kunnossapito- ja huoltotiedoista.

Käyttötarkoitus

Tätä tuotetta voidaan käyttää kaikkien Combi-tuolin kanssa. Amputaatiotuen voi kiinnittää Combi-tuoliin antamaan tukea tyngälle amputaation jälkeen. Jos koko jalkaa on tuettava, jalkatuki asennetaan amputoidun tuen päälle antamaan tukea ja helpotusta esimerkiksi kipsin kanssa.



Asennus

Amputaatiotuki voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle puolelle tuolia. Amputaatiotuki kiinnitetään pidikkeisiin jalkatuen saamiseksi halutulle korkeudelle. Varmista, että klipsit (1) ovat täysin paikoillaan.

Siirryttäessä vastakkaiseen jalkaan.

Löysää sormiruuveja (3) ja poista PUR-tuki (4). Löysää kahvaa (12) ja heilauta yläosaa (5) 180° taaksepäin. Kiristä kahva (12). Siirrä amputaatiotuki vastakkaiselle puolelle nostamalla ylös amputaatiotuki ja laittamalla se vastakkaiselle puolelle, niin että raot menevät alas pidikkeessä olevan klipsin päälle. Kiinnitä PUR-tuki ja kiristä sormiruuvit (3) haluttuun asentoon.

Jalkatuen asentaminen.

Poista amputaatiotuen suoja (2). Löysää sormiruuveja (3) ja vedä PVR-tuki (4) ulos nelikulmisen putken yli niin, että reikä (5) näkyy. Laita keskimäinen putki (6) amputaatiotuen sisään. Varmista, että keskimäisessä putkessa oleva tappi (7) naksahtaa oikein amputaatiotuen reikään (5). Kiinnitä jalkatuki (8) keskimäiseen putkeen ja kiristä sormiruuvit (9) haluttuun pituuteen. Jalkatuki (10) kiinnitetään haluttuun asentoon peukaloruuvien avulla (11).

Säätö ja käyttö

Nosta amputaatiotuki pidikkeeseen ja heilauta sitten toiselle puolelle. Löysää kahvaa (12) amputaatiotuen kulman säätämiseksi. Säädä amputaatiotuki haluttuun asentoon ja kiristä kahva uudelleen. Jalkatuki voidaan asettaa haluttuun asentoon löysäämällä sormiruuveja ja siirtämällä putkia. Varmista asemoinnin jälkeen, että sormiruuvit ovat hyvin kiristetyt.

Huolto

Amputaatiotuki ja jalkatuki voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistusaineilla, joilla ei ole kiillotus- tai etsausominaisuuksia. Liuottimien tai kloorin käyttöä ei suositella.




Varoitukset

- Kun istut alas tai nouset seisomaan, jalkatuet on käännettävä sivuun.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kahvat ja ruuvit on hyvin kiristetty.
- Jos amputaatiotuki tai jalkatuki otetaan pois, on tärkeää, että se asennetaan uudelleen oikein.
- Amputaatiotukea tai jalkatukea saa käyttää vain siihen jalkaan, jota varten se on asennettu.
- Jos Combi-tuoliin on asennettu amputaatiotuki tai jalkatuki, käyttäjän ei tule nojata eteenpäin, koska tuoli voi kaatua.

NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt. Deze instructies zijn van toepassing op de amputatiesteun en beensteun voor Combi-stoelen. Raadpleeg altijd de handleiding van het hoofdproduct voor aanvullende productbeschrijvingen, specificaties voor beoogd gebruik, algemene waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties en onderhouds- en service-informatie.

Bedoeld gebruik

Dit product kan worden gebruikt met alle Combi-stoelen. De amputatiesteun kan aan de Combi-stoel bevestigd worden om na amputatie steun te geven aan een stomp. Voor het ondersteunen van een volledig been, kan de beensteun aan de amputatiesteun gemonteerd worden om steun en ontlasting te bieden voor bijvoorbeeld een gipsverband.



Montage

De amputatiesteun kan zowel rechts als links op de stoel geïnstalleerd worden. De amputatiesteun wordt op de gewenste hoogte bevestigd aan de houders van de voetsteun. Zorg dat de klemmen er (1) volledig in geplaatst zijn.

Voor plaatsing aan de andere zijde.

Draai de duimschroef los (3) en verwijder de PUR-steun (4). Draai de handgreep (12) los en draai het bovenste deel (5) 180° achterover. Zet de handgreep vast (12). Verplaats de amputatiesteun naar de andere kant door deze op te tillen en aan de andere kant te plaatsen met de sleuven over de klem in de houder. Plaats de PUR-steun en draai de duimschroef (3) vast in de gewenste positie.

De beensteun installeren.

Verwijder de kap (2) van de amputatiesteun. Draai de

duimschroef (3) los en trek de PUR-steun (4) over de vierkante buis zodat het gat (5) zichtbaar wordt. Steek de middelste buis (6) in de amputatiesteun. Zorg dat de pen (7) van de middelste buis goed in het gat (5) van de amputatiesteun klikt. Plaats de beensteun (8) op de middelste buis en draai de duimschroef (9) vast op de gewenste lengte. Maak de beensteun (10) op de gewenste positie vast met behulp van de duimschroef (11).

Verstellen en gebruik

Til de amputatiesteun op in de houder en klap deze opzij. Maak de handgreep (12) los om de hoek van de amputatiesteun aan te passen. Zet de amputatiesteun in de gewenste positie en draai de handgreep weer vast. De beensteun kan in de gewenste positie worden gezet door de duimschroeven los te maken en de buizen te verplaatsen. Zorg na het instellen dat de duimschroeven goed aangedraaid zijn.

Onderhoud

De amputatiesteun kan worden gereinigd met algemene schoonmaakmiddelen zonder schurende of krassende werking. U wordt aangeraden geen oplosmiddelen of chloor te gebruiken.



Waarschuwingen

- Bij het gaan zitten of staan moeten de beensteunen opzij gedraaid zijn.
- Controleer regelmatig of alle handgrepen en schroeven goed aangedraaid zijn.
- Als de amputatie- of beensteun verwijderd wordt, is het belangrijk dat deze de volgende keer weer goed geïnstalleerd wordt.
- De amputatie- of beensteun mag alleen worden gebruikt voor het been waarvoor de steun bedoeld is.
- Als bij de Combi-stoel een amputatie- of beensteun wordt gebruikt, mag de zorgvrager niet voorover leunen, omdat de stoel dan kan kantelen.

Amputationsstütze/Beinstütze

Zubehör für Combi-Stühle

Linido




Gebrauchs- und
Nutzeranleitung

DE - Anleitung bitte lesen, bevor das Produkt verwendet wird. Diese Anleitung gilt für die Amputationsstütze und die Beinstütze für den Combi-Stuhl. Beachten Sie immer das Handbuch des Hauptprodukts für zusätzliche Produktbeschreibungen, Spezifikationen zum Verwendungszweck, allgemeine Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen sowie Informationen zu Wartung und Service.

Vorgesehener Verwendungszweck

Dieses Produkt kann mit allen Combi-Stühlen verwendet werden. Die Amputationsstütze kann am Combi-Stuhl befestigt werden, um einen Stumpf nach einer Amputation zu stützen. Wenn es notwendig ist, ein ganzes Bein zu stützen, wird die Beinstütze an der Amputationsstütze montiert, um z. B. einen Gipsverband zu stützen und zu entlasten.



Installation

Die Amputationsstütze kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Stuhls angebracht werden. Die Amputationsstütze wird an den Halterungen für die Fußstütze in der gewünschten Höhe montiert. Stellen Sie sicher, dass die Clips (1) vollständig eingesetzt sind.

Wenn auf das andere Bein gewechselt wird.

Lösen Sie die Rändelschrauben (3) und entfernen Sie die PUR-Stütze (4). Lösen Sie den Griff (12), und schwenken Sie das Oberteil (5) um 180° nach hinten. Ziehen Sie den Griff (12) fest. Bewegen Sie die Amputationsstütze auf die gegenüberliegende Seite, indem Sie die Amputationsstütze anheben und auf die gegenüberliegende Seite legen, so dass die Schlitzlöcher nach unten über den Clip in der Halterung zeigen. Setzen Sie die PUR-Halterung auf, und ziehen Sie die Rändelschrauben (3) in der gewünschten Position fest.

So installieren Sie die Beinstütze.

Entfernen Sie die Kappe (2) für die Amputationsstütze. Lösen Sie die Rändelschrauben (3) und ziehen Sie die PUR-Stütze (4) über das Vierkantrohr heraus, so dass

das Loch (5) sichtbar wird. Setzen Sie das mittlere Rohr (6) in die Amputationsstütze ein. Achten Sie darauf, dass der Stift (7) im mittleren Rohr richtig in das Loch (5) der Amputationsstütze einrastet. Montieren Sie die Beinstütze (8) auf das mittlere Rohr und ziehen Sie die Rändelschrauben (9) bei der gewünschten Länge fest. Die Beinstütze (10) wird mit Hilfe der Rändelschrauben (11) in der gewünschten Position fixiert.

Anpassung und Verwendung

Heben Sie die Amputationsstütze in ihrer Halterung an und schwenken Sie sie dann zur Seite. Um den Winkel der Amputationsstütze einzustellen, lösen Sie den Griff (12). Stellen Sie die Amputationsstütze in die gewünschte Position und ziehen Sie den Griff wieder fest. Die Beinstütze kann durch Lösen der Rändelschrauben und Verschieben der Rohre in die gewünschte Stellung gebracht werden. Stellen Sie nach der Positionierung sicher, dass die Rändelschrauben fest angezogen sind.

Wartung

Die Amputationsstütze und die Beinstütze können mit normalen Reinigungsmitteln gereinigt werden, die keine polierenden oder ätzenden Eigenschaften haben. Es wird nicht empfohlen, Lösungsmittel oder Chlor zu verwenden.



Warnhinweise

- Wenn Sie sich hinsetzen oder aufstehen, sollten Sie die Beinstützen zu einer Seite hin herausdrehen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Griffe und Schrauben richtig angezogen sind.
- Wenn die Amputations- oder die Beinstütze abgenommen wird, ist es wichtig, dass sie wieder korrekt angebracht wird.
- Die Amputations- oder Beinstütze darf nur für das Bein verwendet werden, für das sie installiert wurde.
- Wenn der Combi-Stuhl mit einer Amputations- oder einer Beinstütze ausgestattet ist, sollte sich der Benutzer nicht nach vorne lehnen, da der Stuhl sonst umkippen könnte.

Linido

Direct Healthcare Group's Linido product line is a wide range of high quality safety products designed to provide ergonomic support, comfort and increased independence for the user in various bathing, showering and toileting situations.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.dhg-healthcare.com for a complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of manuals are available for downloading from our website, www.dhg-healthcare.com

DHG

Moving Health Forward

Legal manufacturer

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200

UK Representative

Direct Healthcare Group Ltd.
Whitey Court
Western Industrial Estate
Caerphilly CF83 1BF
United Kingdom

Contact and more info

info@directhealthcaregroup.com
www.dhg-healthcare.com



Medical Device Class I

Medical Device Class I. The product complies with the requirements of the Medical Devices Regulation 2017/745.