



QUATTRO[®] acute

Technische Specificaties

POMP

Breedte	346mm
Hoogte	258mm
Diepte	156mm
Gewicht	4.0kg
Cyclus tijd	16 minuten

MATRAS

Lengte*	1980mm
Breedte*	900mm
Hoogte	240mm
Gewicht	12.5kg
Materiaal binnenkant	PU luchtcellen
Materiaal hoes	PU gecoat stretch nylon
Aantal cellen	27
Max. gebruikers gewicht	250kg
Min. gebruikers gewicht	Geen

*Standaard maat

Het **Quattro® Acute** matrassysteem is uitermate geschikt ter voorkoming en behandeling van decubitus bij de meest risicovolle patiënten. Onderstaande technologieën maken dit matras ongeëvenaard.

Actieve 1-4 celcyclus: de combinatie van actieve 1-in-4 celcyclus met continue lage druk ondersteunt te allen tijde 75% van het lichaam van de patiënt. Dit gebeurt op groepen van drie opgeblazen cellen, terwijl de vierde cel voldoende leegloopt om de druk te herverdelen en weefselherstel te bespoedigen. Daarnaast is het 1-4 systeem comfortabeler voor de patient en zijn deze minder bewust van de bewegingen in het ondersteuningsoppervlak.

DEEP CELL THERAPY™ zorgt ervoor dat de cellen van de **Quattro® Acute** bij een lagere interne druk kunnen werken. Dit minimaliseert de druk die tijdens de cyclus op de huid en het onderhuidse weefsel van de patiënt wordt uitgeoefend.

De gepatenteerde Tissueguard aircel technologie zorgt voor het gedeeltelijk inzakken en omsluiten van de patiënt in het ondersteuningsvlak van het matras, waardoor druk en schuifkrachten worden gereduceerd. De waterdichte, vocht-dampdoorlatende eigenschappen van de multi-stretch hoes, gecombineerd met een low airloss in de matras, helpen het microklimaat van de huid te beheersen.