

# ERGOtip toalett- och duschstolar med elektrisk tilt och lyft



**DHG**

Moving Health Forward

Direct Healthcare Group

[info.se@directhealthcaregroup.com](mailto:info.se@directhealthcaregroup.com)

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista

Tel: +46 8 557 62 200

# ERGOTip finns i åtta storlekar

## – från små till bariatriska personer

### Vad kan ERGOTip toalett- och duschstolar

Med en ERGOTip toalett- och duschstol blir duschupplevelsen bekväm för både patient och vårdare. De många inställningarna säkerställer komfort som passar varje individ. Det finns en rad tillbehör som kan användas på olika modeller.

### Hur fungerar ERGOTip toalett- och duschstolar

ERGOTip-sortimentet består av åtta storlekar som matchar små och bariatriska personer.

ERGOTip 5 är den vanligaste för medelstora användare.



HMI: 35321

**ERGOTip 5**



HMI: 50831

**ERGOTip 6**



HMI: 50833

**ERGOTip 7**



HMI: 72165

**ERGOTip 8**



HMI: 72166

**ERGOTip 9**



HMI: 89883

**ERGOTip 10**



HMI: 109635

**ERGOTip 11**



HMI: 125729

**ERGOTip väggmonterad**

### Tekniska specifikationer för ERGOTip toalett- och duschstolar med elektrisk tilt och lyft

Modell	Sitsen- höjd cm.	Sitsens- djup cm.	Sitsens- bredd cm.	Hål- storlek cm.	Hygien- öppning cm.	Mellan- armstöden cm.	Total- bredd cm.	Total- djup cm.	Total- höjd cm.	Last kg.
ERGOTip 5	54-92.5	43	43	26,5x22	11,5	45,5	58	74	103-141,5	200
ERGOTip 6	55-93.5	48	49	29x21	11,5	51	63,5	74	103-141,5	200
ERGOTip 7	57-95.5	48	58,5	29x21	11,5	60	71,5	74	104-142,5	200
ERGOTip 8	55-93.5	44	40	29x21 cm	11,5	42,5	58	73,5	101-139,5	150
ERGOTip 9	55-93.5	44	40	23,5-15,5	11,5	37,5	57	73,5	101-139,5	150
ERGOTip 10	54-92.5	43	43	26,5x22	11,5	45,5	78	85	103-141,5	200
ERGOTip 11	57-101	48	71	29x21	11,5	73	85	87,5	109,5-149	275
ERGOTip väggmonterad	54-92,50	43	43	26,5x22	11,5	45,5	58	70	106-144,5	130