

Fleksiarm KOBRA

En fleksibel arm
til fjernkontroll,
mobiltelefon ol.



Fleksiarm Kobra sikrer at håndkontrollen er innenfor rekkevidde når du ligger i sengen.



KOBRA



Flexiarm Kobra

Flexiarm Kobra er en polstret, fleksibel arm som gir mulighet for å plassere håndkontrollen innenfor brukerens rekkevidde og sikre at brukeren selv kan betjene sengens funksjoner.

Holdere for forskjellige håndkontroller monteres på den fleksible armen. Holdere finnes for normal eller stor betjeningsboks.

Montering

Flexiarm Kobra monteres på sengebunnens langsående metallprofil, på sengens høyre eller venstre side. Enkel montering uten verktøy.

Materiale

Produsert av stållameller innstøpt i en gummihylse. Holdere for håndkontroller produseres i pulverlakkerte stålplater.

Rengjøring

Samtlige flater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Norm

Benyttet sammen med ComfortSystems senger oppfyller Resolut relevante krav i EN1970.

SPESIFIKASJONER

Armens lengde	60 cm
Vekt	2 kg



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no