

Oppreisningsstøtte RESOLUT

Den fleksible
oppreisnings-
støtten



Oppreisningsstøtte Resolut er enkel og fleksibel med godt design. Den gjør forflytning inn og ut av sengen tryggere og enklere. Støtten skyves enkelt til side når det ikke er i bruk. Takket være det unike leddet kreves ingen spesielle tilpasninger for å kunne bruke det på høyre eller venstre side av sengen.



RESOLUT



Oppreisningsstøtte Resolut

Oppreisningsstøtte Resolut benyttes som støtte ved forflytning inn og ut av seng. Oppreisningsstøtten monteres i sengens løftebøylefeste. Når den ikke brukes kan den enkelt felles opp og bort.

Resolut er enkel å bruke og takket være det unike leddet kan støtten benyttes på høyre eller venstre side uten tilpasninger. Drei støttearmen 180 grader til ønsket posisjon så er den tilpasset bruk på ønsket side. Enkel montering uten verktøy.

Rengjøring

Samtlige flater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Norm

Benyttet sammen med ComfortSystems senger oppfyller Resolut relevante krav i sengenorm EN1970.

SPESIFIKASJONER

Maks belastning	75 kg
Vekt	3,6 kg
Materialer	Pulverlakkert stål, glassfiberarmert plast



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no