

# Spise- og sengebord SOLIDO



Spise- og sengebordet Solido er det ideelle bordet for måltider, lesing og alle andre aktiviteter. Bordet er lett manøvrerbart, kommer godt innunder stoler, senger og har en benkeplate som kan vinkles etter behov.



# SOLIDO



## Solid spise- og sengebord

Solido er et spise- og sengebord med teleskopsøyle der høyden kan reguleres trinnløst fra 70-103 cm. Bordplaten tåler en vekt på hele 30 kg og er utstyrt med "slingrekant" på bordplaten.

## Standard og opsjoner

Bordet er laget i robust materiale som er lett å rengjøre. Bordet kan leveres med fast plate uten vinklingsmuligheter, med høyderegulerbar og vinkelstilt plate og med easy-to-lift mekanisme slik at bordet følger sengens regulering. Bordet kan også leveres med vinkling til en side, der bordplaten er delt i to og bare den største delen kan vinkles.

## SPESIFIKASJONER

SWL (Safety Working Load)	30 kg
Yttermål	43x87 cm
Yttermål, høyde	99 cm
Regulering av høyde, bordplate	70-103 cm
Hjuldiameter, standard	75 mm
Yttermål, høyde understell	11,3 cm
Låsing av hjul	2 individuelt bremset



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no