

QVINTETT SENGER TILBEHØR



Til senger levert før 01.04.2013. Sengeløfter med hvit farge.

Grindtrekk

Effektive grindtrekk med gjennomsiktig felt, kan sitte på grinden i nedfelt stilling. (Til grind med bomhøyde 8 cm).



HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
	7015-69	Grindtrekk 180 cm rødt (til Juniorseng)
028059	7015-63	Grindtrekk 200 cm rødt
	7015-63H20	Grindtrekk 200 cm høy grind rødt
028059	7015-64	Grindtrekk 210 cm rødt
	7015-64H20	Grindtrekk 210 cm høy grind rødt

Sengegrind QV-162

Oppfellbar sengegrind som enkelt monteres på sengens ramme uten verktøy. Kan brukes til både forflytning og til å beskytte mot fall ut av sengen. H33 cm.



HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
174626	QV-162	Sengegrind QV-162

Løftebøyle



Løftebøyle - også kalt "søsterhjelp" - gir brukeren mulighet til å forflytte seg lenger opp i sengen. Den gjør det også mulig for brukeren å løfte seg opp ved bytting av laken, flytting av puter ol.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
008880	8010	Løftebøyle

Oppreisningsstøtte Quick-up



Oppreisningsstøtten hjelper brukeren til å dra seg opp til sittende stilling og ut av sengen. Quick-Up kan enkelt tilpasses brukerens rekkevidde uten bruk av verktøy. Quick-Up kombineres ofte med støttehåndtaket FleQsi for maksimal hjelp inn og ut av sengen.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
021957	8014	Oppreisningsstøtte Quick-Up

Oppreisningsstøtte Resolut



En enkel og fleksibel oppreisningsstøtte med godt design. Gjør forflytning inn og ut av sengen tryggere og enklere. Støtten skyves enkelt til siden når det ikke er i bruk. Takket være det unike leddet kreves ingen spesielle tilpasninger for å kunne bruke Resolut på høyre eller venstre side av sengen.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
142244	11000600	Oppreisningsstøtte Resolut

Støttehåndtak Assist



Den smarte støttehåndtaket med flere funksjoner. Brukes som tradisjonell støttegrind for å gi brukeren støtte og hjelp ved forflytning i seng. Assist har i tillegg et integrert støttehåndtak som kan roteres 360° til 9 forskjellige posisjoner. Enkel å bruke og en meget god hjelp ved forflytning inn og ut av seng.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
142249	11000200	Støttehåndtak Assist

Støtthåndtak FleQsi



Støtthåndtak som gjør det enkelt å gå inn og ut av sengen. FleQsi glir på en aluminiumsskinne og kan plasseres langs hele sengen uten å være avhengig av faste plasseringer. Den vil derfor alltid være riktig plassert i forhold til brukerens behov. FleQsi brukes ofte i kombinasjon med oppreisningsstøtten Quick-Up.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
021959	8016	Støtthåndtak FleQsi
021960	8017	Tilbehørsskinne støtthåndtak FleQsi

Støtthåndtak SV45



Et enkelt og stabilt støtthåndtak. Gir brukeren god støtte ved vending eller forflytning i seng. Monteres enkelt uten verktøy og passer like godt på begge sider. SV45 har en god høyde som gjør den egnet også ved bruk av tykkere madrasser. SV45H er en høyere utgave av SV45.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
142252	SV45	Støtthåndtak SV45 b30cm h45cm
	SV45H	Støtthåndtak SV45H b30cm h57cm

Flexiarm Kobra



En fleksibel arm til fjernkontroller, mobiltelefoner ol. Kan leveres med holder for standard håndkontroll eller for stor håndkontroll. Enkel å montere, enkel å tilpasse.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
142235	11000500	Flexiarm Kobra
021969	11000300	Holder for standard håndkontroll
021968	11000400	Holder for stor håndkontroll

Infusjonsstativ



Infusjonsstativ med adapter som passer i alle fire hjørner av sengen.

Varenr.	Varebeskrivelse
8019	Infusjonsstativ m/holder

Grindforhøyere



Sengeramme Safir med integrert grind i standardhøyde (ikke ekstra høy) kan kompletteres med grindforhøyer Smart eller Bue. Ved å benytte disse kan madrassykkelsen eller kombinasjon madrass/overmadrass økes.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
	11002100	Grindforhøyer Smart
	CS65	Grindforhøyer Bue Flex
174603	8067	Grindforhøyer Bue til grind l210 cm

Kabelavlaster Galgen



For å unngå at kabelen til sengens håndkontroll setter seg fast eller henger seg opp i løftemekanismen, kan Qvintett-sengen utstyres med kabelavlaster Galgen. Galgen gjør at håndkontrollens kabel styres vekk fra sengens hjul, samtidig som den holder kabelen bort fra løftemekanismen, både på høyre og venstre side.

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
174614	8058	Kabelavlaster Galgen

Styringssystemer

Alternative styringssystemer: Håndkontroll med stor trykkflate, fotkontroll for senge- løfter og forgreningsboks for parallellkobling av to håndkontroller eller hånd- og fotkontroll.



HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse
	8003	Håndkontroll standard
017126	8004	Håndkontroll stor, 6 knapper
017127	8006	Fotkontroll, styrer 1 motor
017182	8007	Forgreningsboks for delt hånd/fotkontroll

Transportvogn

Til bruk ved forflytning av sengen på høykant (uten bruker).



Varenr.	Varebeskrivelse
8051	Transportvogn

Qvintett ComSafe Sengealarm



En pålitelig og unik løsning. Qvintett ComSafe sengealarm er fast plassert og innebygd i sengen. Ingen løse kabler, ingen sensorer som er i veien eller alarmmattar som ikke ligger på rett plass. Det eneste som behøves er en tilslutning til byggets alarmsystem.

Varenr.	Varebeskrivelse
COMSAFE 1	Sengealarm ComSafe

Veggskåner



Monteres nede på sengerammen og hindrer at sengen påfører veggen skade ved bruk av høydergulering. Kan monteres på langsiden eller kortsiden av sengen.

Varenr.	Varebeskrivelse
11000700	Veggskåner



Avviserhjul

Hjul som kan monteres i ett eller flere hjørner av sengen. Skåner veggen ved transport av sengen.

Varenr.	Varebeskrivelse
8068	Avviserhjul



Batteri back-up

For ekstra trygghet i hverdagen.

Varenr.	Varebeskrivelse
8030	Batteri back-up

Nødsenk

Nødsenkheten som passer alle Qvintett sengemotorer.



Varenr.	Varebeskrivelse
8032	Nødsenk med batteri

Egne notater:



handicare
Telefon 03250

www.handicare.no