

Bure Low



Gåbordet på bilden är utrustat med PU-armstödsdynor som tillval samt med 75 mm hjul.

Gåbord i lägre modell för korta brukare.

Bure Low är en lägre modell för korta brukare. Modellen är densamma som Bure Std / S förutom att min/max höjd är betydligt lägre (72-95 cm med 75 mm hjul).

Bure Low finns med två olika bottenstativ; Std och S, med el eller gas.

① Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.

② Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

③ Eldriven uppresning

Bure Low är en bra hjälp vid uppresning av patient eller brukare och minskar belastningen för personalen.

④ Öppen konstruktion

Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord, men med större manöverutrymme.

⑤ Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Low har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta trymmen.

⑥ Smidig steglös justering

Med eldriven höj- och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

⑦ Extra lämplig i hemmiljö

Bure S är extra lämplig i trånga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

⑧ Stabilt

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur.

⑨ Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.

⑩ Broms och riktningsspärning

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-321L/75	Bure Low EL, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm
56-321L-S/75	Bure Low S EL, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm
56-322/75	Bure Low Gas, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm
56-322-S/75	Bure Low S Gas, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm