

Bure Space



Gåbordet på bilden är utrustat med PU-armstödsdynor som tillval samt med 75 mm hjul.

Gåbord med extra ben- och gångutrymme.

Bure Space är speciellt framtaget för situationer som kräver extra ben- och gångutrymme. Det extra benutrymme möjliggör och underlättar uppresning för brukare med inskränkt rörlighet och stelhet.

Bordet har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp.

① Ergonomiska handtag

Kan justeras steglöst i alla riktningar.

② Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

③ Eldriven uppresning

Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjdjustering.

④ Öppen konstruktion

Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord, men med större manöverutrymme.

⑤ Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Space har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymnen.

⑥ Obegränsat gångutrymme framåt

Brukare med kontrakturer samt patienter med helbensgips kan ha ett rakt ben och ändå få bordet nära sig.

⑦ Mer utrymme

Bure Space har ett bottenstativ med innermått på 67 cm - mer plats för att komma intill en rullstol.

⑧ Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

⑨ Stabilt

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur.

⑩ Broms och riktningsspärning

Placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition.

⑪ Låg lägsta höjd

Endast 85 cm (då 75 mm hjul används).

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-304L	Bure Space EL, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	85 cm	90-130 cm	33,5-50 cm
56-304L/75	Bure Space EL, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	83 cm	85-125 cm	33,5-50 cm
56-307	Bure Space Gas, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	85 cm	90-130 cm	33,5-50 cm
56-307/75	Bure Space Gas, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	83 cm	85-125 cm	33,5-50 cm