



# Dyna-Form<sup>®</sup> Air Suresse



Klinisk tillämpning / PU-klassificering

## Tekniska specifikationer

<b>Produktkod</b>	<b>MAT1110001</b>
<b>Riskkategori</b>	Väldigt Hög Risk
<b>Viktgräns</b>	Det finns ingen minsta viktgräns i mjukt läge. Maximalt – 40 stone / 254 kg
<b>Garanti</b>	2 år
<b>Dimensioner</b>	Standardstorlek (längd) 200 cm x (bredd) 85 cm x (höjd) 20 cm
<b>Produktvikt</b>	11 kg madrass / 4,4 kg styrenhet
<b>Cykeltid</b>	12 minuter
<b>Cykelkontroll</b>	Tidur
<b>Spänning</b>	220 V – 240 V / 50 HZ (0,2 A)
<b>Energiförbrukning</b>	50 W
<b>Färg</b>	Blå

### Kompatibel för Infektionskontroll / hypokloritlösning

Madrassöverdraget / kraftaggregatet ska rengöras med hypokloritlösning och varmt vatten, som är lämpligt utspädda.

**Dyna-Form Air Suresse** madrassen är den senaste kombinationsbehandlande madrassen med ersättningsystem inom DHG:s produktsortiment, som tillhandahåller alternerande och fortlöpande lågtrycksbehandling. Den här produkten tillverkas med ett dubbelt kompressorsystem, som möjliggör ändamålsenlig tillämpning för större, mer komplexa patienter och har en viktgräns på 40 stone / 254 kg. Den här moderna pumpteknologin är även utrustad med ett äkta feldiagnosystem, som tillhandahåller potentiell, snabb mindre problemdiagnos och ger därmed patienten sinnesro.

Air Suresse ger en fortlöpande låg tryckerapi, samt ett utjämnande tryck inuti cellerna för att möjliggöra att man sjunker ner mer i madrassens yta och ger på så vis en optimal tryckomfördelning. Samtidigt som de laserskurna hålen tillhandahåller ett jämnt distribuerat flöde med kall luft över hela madrassens yta för att hjälpa till att vårda hudens mikroklimat.

Urvalsfunktionerna "Mjukt till hårt" ger äkta patientkomfort för alla, från de lätta, överkänsliga, till de tyngre patienterna, inklusive de som har en väldigt hög risk att utveckla liggsår eller med existerande skada. Den här nya och unika upphängda madrassens cellkonstruktion tillhandahåller små och djupare celldesigner för hämlarna och de sakrala områdena, samt går att använda under de mest utmanande patientförhållanden och för de flesta sjuksängar. Lämplig för övervakningsavdelningar men även för hemtjänstmiljö, det här multidisciplinära systemet assisterar de moderna utmaningarna som finns för patientvård inom tryckområdet.



## Egenskaper

## Fördelar

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ① | Madrass med djup cellkonstruktion<br>System för feldiagnos<br>Snygg modern pumpdesign   | Tillhandahåller tryckvård för högriskpatienter som väger upp till 40 stone / 254 kg<br>Försäkrar snabbt gensvar vid potentiell felavkänning (telefon eller liknande)<br>Lämplig för de flesta hälsovårdsmiljöer |
| ② | Fixerade huvudceller  | Håller både huvud och axlar stabila   |
| ③ | Mindre celldesigner<br>Statiskt läge / maximal statisk uppblåsning  | För de som har svårt att sköta om "hälområdena"<br>För snabb förflyttning, kliniska processer och rengöringsmetoder   |
| ④ | Fast / medium eller mjukt urvalsläge<br>Komplett luftutsugningsförmåga  | Tillhandahåller ultimata patientkomfort, utan att påverka vårdmetoderna<br>Snabb inställning / förvaring  |
| ⑤ | Hellånga säkerhetsremmar<br>Enkel att använda, snyggt kraftaggregat   | Garanterar trygghet för både patient och vårdgivare<br>Förhindrar komplicerade utbildningar samtidigt som den även är enkel att rengöra   |
| ⑥ | Lysdiod / Ljudvarning   | Dubbla indikatorer varskar vårdgivare om alla funktioner  |
| ⑦ | CPR-etikett och handtag (lång fotände)  | Tillåter snabb lufttömning inom 30 sekunder, utformad för vårdgivare med reumatiska händer  |
| ⑧ | Specialiserad upphängd madrass för användning på de flesta elektroniskt profilerade sängstommarna   |   |
| ⑨ | Dubbelbelagt Dartex-tyg, med speciellt utvecklat upphängt överdrag för infektionskontroll   |   |
| ⑩ | Den moderna pumpdesignen kommer tillsammans med ett utbud av specialistfunktioner och användningsområden, samt tillhandahåller följande tillämpningsformer: Statiska och dynamiska lägen, mjukt läge, medium läge, hårt läge, CLP-läge, feldiagnos-läge, spärrfunktion, ström på / av |   |