



Dyna-Tek™ Posture Visco



Design – Patent utreds

Dyna-Tek Posture Visco kudden är utformad för att skapa en bättre kroppshållning och utmärkt tryckomfördelning. Den här produkten är speciellt tillverkad för användare som anses ha en **“Väldigt Hög Risk”** att utveckla trycksår. Både hemma i en rullstol, sjukhusavdelning eller hemtjänstmiljö, **Dyna-Tek Posture Visco** tillhandahåller den ultimata kombinationen av tryckvård och patientkomfort.

Egenskaper

- | | | |
|---|---|---|
| ① | Unikt formad “hålighet för sittknölen” | Skapar utmärkt kroppshållning |
| ② | Viskoelastisk skumyta | Tillhandahåller utmärkt tryckomfördelning och betydelsefull patientkomfort |
| ③ | CME-skum av högsta kvalitet | Förhindrar att patienten når botten och underlättar patientförflyttning |
| ④ | Stretchigt, ångpermeabelt överdrag (impregnerat med svampdödande medel) | Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som den assisterar med policyer gällande infektionskontroll (kan tvättas i upp till 95 °C) |
| ⑤ | Halkfri bas | Hjälper vid förflytnings- och hanteringsprocesser, tillhandahåller ultimata patientsäkerhet |
| ⑥ | Helt utbytbara delar | Garanterar valuta för pengarna |

Fördelar

Tekniska specifikationer

Produktkod	CUSH/PV/46/46/7.5
Riskkategori	Hög Risk
Viktgräns	24 Stone / 152 kg
Garanti	2 år
Dimensioner	(Längd) 46 cm x (bredd) 46 cm x (höjd) 7,5 cm (18 tum x 18 tum x 3 tum) Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Skumdensitet	CME Bas – 38–40 kg/m ³ Nominell hårdhet – 200 Newton
Utmattningsklass	Allvarlig
Flamsäkerhet	BS7176; 2007
Vikt	1,3 kg
Färg	Blå
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller för att användas tillsammans med gällande riktlinjer för vårdhygien)