


Korkean  
riskin  
potilaille



## Dyna-Form™ Saturn

Painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon suunniteltu Dyna-Form™ Saturn-patja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sopivan kokoisen sängynrunгон kanssa osana yleistä painehaavojen ennaltaehkäisyohjelmaa.

Soveltuu käytettäväksi pediatriasta geriatriin potilaisiin, joiden liikkuvuus ja/tai aktiivisuus on rajoittunut tai rajoitettu ja jotka ovat korkeassa painehaavariskissä sairaalassa, pitkäaikaishoidossa tai kotihoidossa.

Ominaisuudet	Edut
1 Viskoelastinen uritettu vaahtomuovipinta	Tarjoaa käyttömukavuutta mukautumalla lämmön vaikutuksesta kehon muotoihin
2 CME-vaahtomuovipohja	Estää potilaan pohjakosketuksen
3 Moneen suuntaan joustava, vesihöyryä läpäisevä kangas	Vähentää hiertymiä ja kitkavoimia
4 Ultraäänihitsatut päällisen saumat	Estää nesteiden sisään pääsyn ja helpottaa puhdistusta (voidaan pestä 95 °C:ssa)
5 Vahvistettu pohjakangas liukumattomalla polyuretaanipinnalla	Tarjoaa suojapinnan hydrolyysiä ja nesteiden läpitunkeutumista vastaan

### Tekniset tiedot

<b>Tuotekoodit ja kokovariantit</b>	MAT03007533 - 80 x 200 x 15 cm MAT03007535 - 90 x 200 x 15 cm MAT03008101 - 80 x 205 x 15 cm MAT03008046 - 90 x 205 x 15 cm MAT03008248 - 100 x 200 x 15 cm MAT03008251 - 120 x 200 x 15 cm (leveys x pituus x korkeus)
<b>Riskiluokka</b>	Korkea riski
<b>Painoraja</b>	254 kg
<b>Takuu</b>	Vaahtomuovi 8 vuotta / päällinen 4 vuotta
<b>Vaahtomuovien tiheys</b>	Viskoelastinen vaahtomuovi: 55–60 kg/m <sup>3</sup> Nimelliskovuus: pehmeästä keskikovaan Sininen CME-vaahtomuovi: 38–40 kg/m <sup>3</sup> Nimelliskovuus: 200 Newtonia
<b>Syttyvyysluokka</b>	SL1 (testattu BS7177:2008, Crib 5 -mukaisesti)
<b>Paino</b>	16 kg
<b>Väri</b>	Viinipunainen
<b>Yhteensopiva hypokloriittiliuos</b>	1 000 ppm laimennettuna tai 0,1% (tai käytetään yhdessä paikallisten infektion torjuntaohjeiden kanssa)

