

Erittäin
korkean riskin
potilaille



Dyna-Form® Static Air HZ

Dyna-Form® Static Air HZ on vaahtomuovia ja itsesäätyvää ilmakennojärjestelmää yhdistävä staattinen makuualusta, joka on kehitetty yhdessä walesilaisen haavanhoitoon erikoistuneen Welsh Wound Innovation Centren kanssa.

Ainutlaatuinen ilmakennostolla varustettu kantapääalue yhdessä U-mallisen vaahtomuoviytimen kanssa vähentää painetta erityisesti herkällä kantapään alueella. Dyna-Form® Static Air HZ on suunniteltu erityisesti avo- ja pallitativisen hoidon ja akuuttiosaston potilaille, joilla on **erittäin korkea riski** painehaavojen kehittymiseen.

Matalamman pintapaineen tarjoava kantapääalue koostuu kennoista, joista osassa on sisäänrakennettu vaahtomuoviydin. Patentoidun Reactive Air Flow System (RAS)™ -venttiilijärjestelmän avulla makuualustan ilmakennosto mukautuu potilaan painon ja liikkeen mukaan.

Kaikki makuualustan osat ovat vaihdettavissa varaosina, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. Tuote toimitetaan varustettuna PU-pinnoitetulla kangaspäällisellä, jossa on hitsatut saumat ja vetoketjua peittävä tippasoiro.

Tekniset tiedot

Tuotekoodit ja kokovariantit	MAT05007538 - 80 x 200 x 15 cm MAT05004571 - 85 x 200 x 15 cm MAT05004584 - 90 x 200 x 15 cm MAT05001755 - 105 x 200 x 15 cm MAT05001705 - 120 x 200 x 15 cm MAT05009351 - 80 x 205 x 15 cm MAT05009353 - 90 x 205 x 15 cm (leveys x pituus x korkeus)
Riskiluokka	Erittäin korkea riski
Painoraja	254 kg
Takuu	5 vuotta
Syttyvyysluokka	SL1 (testattu BS7177:2008, Crib 5 -mukaisesti)
Paino	10 kg
Väri	Punainen
Yhteensopiva hypokloriittiliuos	1 000 ppm laimennettuna tai 0,1% (tai käytetään yhdessä paikallisten infektioantitientaohjeiden kanssa)

