

# Eva450EE

SystemRoMedic

SWL 205 kg



## Potilasnostin

Eva450EE on monipuolinen siirrettävä potilasnostin enintään 205 kg painaville käyttäjille. Eva450EE on oikea ratkaisu nostamiseen ja siirtämiseen lattialle, tuoliin tai sänkyyn ja takaisin sekä vaakasuuntaisiin nostoihin ja kävelyharjoitteluun yhdessä Direct Healthcare Groupin helppokäyttöisten ja käytännöllisten SystemRoMedic™-nostoapuvälineiden kanssa.

**DHG**  
Moving Health Forward

# Eva450EE

- SWL 205 kg
- Alumiinirakenteen ansiosta kevyt ja helppo käsitellä
- Masto säädettävissä kolmelle korkeudelle – nostoalue 50-179 cm
- Korkeussäädettävät työntökahvat – mukavat ja ergonomiset työasennot
- Tukeva nostokaari turvakoukuilla
- Nostokaari on vakiolevä – sopii useimmille käyttäjille ja useimpiin nostotilanteisiin
- Huoltovapaat koteloituidut kaksoispyörät
- Sähköinen alustan levitys
- Käyttövalmis hätäpysäytyspainike ohjausyksikössä
- Manuaalinen ja sähköinen hätälasku
- Suuren kapasiteetin 2,9 Ah -akku
- Sisäänrakennettu lataustoiminto
- Pikaopas nostimessa
- Paljon lisävarusteita käyttäjien yksilöllisesti mukautettuun nostamiseen

## TUOTEKUVAUS

Siirrettävä potilasnostin sähköisellä alustan levytyksellä, nostokaari, SlingBar M, käsiohjain, 100 mm:n pyörät ja sisäänrakennettu lataustoiminto.

Eva450EE

Tuotenumero. 60100002

## KÄYTTÖTARKOITUS

Eva450EE on siirrettävä ja kannettava lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa auttaa potilaiden nostamisessa ja/tai siirtämisessä istuvassa asennossa tai makuuasennossa sängystä tuoliin (sekä vastaavat) tai toisin päin. Se auttaa myös siirtämään potilaita sisätiloissa tarvittaessa lyhyitä matkoja. Eva450EE vähentää hoitajien vammojen riskiä nostotilanteissa. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet. Tuote on tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshiitoon.

## TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	205 kg
Materiaali	Alumiini
Korkeus	1 330–2 020 mm
Jalasten pituus	1 310 mm
Jalasten korkeus	115 mm
Alustan leveys, ulkomitat	685–980 mm
Alustan leveys, sisämitat	585–880 mm
Paino	34 kg
Alustan levitys	Sähköinen
Pyörien halkaisija	100 mm
Nostoalue	500–1 790 mm
Nostonopeus ilman kuormaa	34 mm sekunnissa
Hätälasku	Manuaalinen ja sähköinen
Akun kapasiteetti	2,9 Ah
Nostokaaren materiaali	Alumiini
Nostokaaren leveys	450 mm
Suojausluokka	IPX4

## Muita siirrettävän Eva-nostimen malleja ja versioita

Siirrettäviä Eva-nostimia on saatavana useina malleina ja versioina eri nostokapasiteeteilla sekä sähköisellä tai manuaalisella alustan levytyksellä. Eva on saatavana myös erikoisversioina, joissa on matalien sängyjen yhteydessä käytettävät matalat jalat.

Tuotenumero.	Tuotenimi	Kuvaus
60100001	Eva400EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levytyksellä, SWL 180 kg
60100006	Eva450EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levytyksellä, matalat jalat, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levytyksellä, SWL 270 kg
60100010	Eva600EE	Siirrettävä nostin sähköisellä alustan levytyksellä, matalat jalat, SWL 270 kg



Ergonominen ja helppokäyttöinen nelipainikkeinen käsiohjain.



Ohjausyksikkö diagnostiikalla, esim. nostolaskuri ja ylikuormituksen ilmaisimet.



**CE MD** Eva450EE täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

## LISÄVARUSTEET

Eva450EE-nostinta voidaan käyttää yhdessä nostoliinon ja monien muiden Direct Healthcare Groupin SystemRoMedic™-nostovälinevalikoimassa olevien nostolisävarusteiden kanssa luotaessa optimaalisia ratkaisuja erilaisten tarpeiden käyttäjille.

Tuotenumero.	Tuotenimi	Kuvaus
80100010	AmbulationArm	Kynärnoja kaikkiiin siirrettäviin Eva-nostinmalleihin ja -versioihin
70200071	SlingBar XS	Alumiininen kaksipistenostokaari, 25 cm
70200001	SlingBar S	Alumiininen kaksipistenostokaari, 35 cm
70200003	SlingBar L	Alumiininen kaksipistenostokaari, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Sivukaaret SlingBariin
70200006	StretcherBar	Vaakasuojaan nostamiseen
70200017	SlingBar RFL X4	Teräksinen nelipistenostokaari
70100002	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 400 kg
70200089	Käsiohjain HB33-6	Kuusi painiketta sekä huollon, akun tilan ja ylikuormituksen ilmaisimet
70200101	QuickLink	Nostokaaren helppoon vaihtoon

Lisätietoja: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

# DHG

Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB  
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden  
Tel: +46 (0)8-557 62 200  
[info@directhealthcaregroup.com](mailto:info@directhealthcaregroup.com)  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

# MediMattress

Parempaan hoitoon  
OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy  
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI  
p. 0306 40 40 40 | [www.medimattress.fi](http://www.medimattress.fi)  
[asiakaspalvelu@medimattress.fi](mailto:asiakaspalvelu@medimattress.fi)  
[tilaus@medimattress.fi](mailto:tilaus@medimattress.fi)