



PONTE GIULIO



Linido

# Inspirerend, stijlvol en vernieuwend.



Café



Restaurants



Winkelcentra



Spa en wellness



Ziekenhuizen



Thuiszorg



Treinstations



Verpleeghuizen



Pompstations



Scholen



Luchthavens




Hotels

De collectie van  
Ponte Giulio staat garant voor een  
comfortabele en veilige ervaring én straalt door de  
stijlvolle en strakke vormgeving puur Italiaans design  
uit. Door gebruik te maken van slimme  
oplossingen, zoals accessoires die vrijwel op elke beugel  
bevestigd kunnen worden, zijn de producten geschikt te maken  
voor elke ruimte en verschillende toepassingen.  
De Ponte Giulio collectie biedt een breed scala aan  
combinatiemogelijkheden waardoor de  
producten feilloos toepasbaar zijn in elke moderne  
badkamer of toilet.




# Linido




## Container




Coral red



Hemp white




Graphite



## Planchet


Alpine white





## Wandbeugel

Horizontale of verticale montage



38,6 cm  
48,6 cm  
58,6 cm  
68,6 cm  
90,6 cm  
100 cm

175,6 cm

175 cm

## Standaardkleuren

Aubergine

Copper

Lime

Bright

Satin

Hemp white



## Standaardkleuren

op aanvraag

Black nickel

Satin black nickel

Dark satin bronze

Satin bronze nickel

Pink gold

Satin pink gold

Satin gold




Linido



# Individueel met karakter

De Ponte Giulio collectie geeft u de mogelijkheid om uw badkamer of toilet in te richten met een ultieme mix van comfort en uitstraling zonder concessies.

Door gebruik te maken van de nieuwste verdelingstechnieken, is men in staat de producten naadloos te verenigen met uw design wensen. Door praktische elementen toe te voegen zoals een planchet of douche container, kan men eenvoudig een optimale omgeving creëren.



Linido







De toiletsteun kan zonder specifiek gereedschap van de muurflens worden verwijderd en kan worden vervangen door een eenvoudige plaatafdekking

## Accessories

De accessoires kunnen zowel afzonderlijk als samen worden gemonteerd.


**Rolhouder**  
Chrome finish

**Toiletsteun**  
White


Anthracite



## Afdekplaat



## Kleuren



Linido





Linido





# Lindo




Douchezitting




42x46x11 cm

150  
Kg






Rugleuning voor de douchezitting



42x4x27 cm

Rugleuning met armleggers voor de douchezitting



60x26x27 cm



50  
Kg

Kleuren



Hemp white




Coral red




Graphite

Linido



Stoel met rugleuning  
en armluning.  
Verstelbare poten.

42x53x73,5 cm



Kruk met verstelbare  
poten.

42x35x44,5 cm

Meerdere kleurencombinaties  
van de stoelen mogelijk.



Zitting kleuren



Hemp white



Coral red




Graphite

Frame kleuren



Aubergine



Copper



Lime



Bright



Satin



White






## Kleuren en afwerkingen

Geef uw badkamer karakter met de hoogwaardige afwerkingen van Ponte Giulio. Met kleuren als goud, koper en mat zwart kunt u de producten naadloos laten aansluiten op uw badkamerinrichting. Naast de 6 standaardkleuren biedt Ponte Giulio ook nog een 7-tal speciale kleuren welke op aanvraag leverbaar zijn.


## Breng contrast in de badkamer

Het subtiel aanbrengen van contrast verfraait niet alleen uw badkamer, het maakt hem ook veiliger. Door het gebruik van contrasterende elementen in de badkamer wordt de oriëntatie vergemakkelijkt.

### Standaardkleuren



G9  
Lime



C1  
Chrome



N2  
Bright



P5  
Aubergine



R2  
Copper




WE  
Hemp white

### Standaardkleuren op aanvraag



E1  
Black nickel




E2  
Pink Gold



E3  
Satin gold




E4  
Satin pink gold




E5  
Satin black nickel



E6  
Dark satin bronze




E7  
Satin bronze nickel




Wandbeugel - 38,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS32 XX	[AxBxC] 386x82x32 mm



Wandbeugel - 48,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS33 XX	[AxBxC] 486x82x32 mm




Wandbeugel - 58,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS34 XX	[AxBxC] 586x82x32 mm



Planchet voor de horizontale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANM10	[LxBxH] 270x95x42 mm




Wandbeugel - 68,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS35 XX	[AxBxC] 686x82x32 mm



Planchet voor de horizontale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANM10	[LxBxH] 270x95x42 mm




Wandbeugel - 90,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS37 XX	[AxBxC] 906x82x32 mm



Planchet voor de horizontale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANM10	[LxBxH] 270x95x42 mm




Wandbeugel - 100,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS38 XX	[AxBxC] 1006x82x32 mm



Planchet voor de horizontale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANM10	[LxBxH] 270x95x42 mm




Wandbeugel - 130,6 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS39 XX	[AxBxC] 1306x82x32 mm



Planchet voor de horizontale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANM10	[LxBxH] 270x95x42 mm




Wandbeugel - 175 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS40 XX	[AxBxC] 1750x82x32 mm



Planchet voor de horizontale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANM10	[LxBxH] 270x95x42 mm




Wandbeugel verticale montage - 175 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UAS41 XX	[AxBxC] 32x82x1750 mm




Container voor verticale wandbeugel

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANS01	[LxBxH] 272x100x70 mm




Wandbeugel 90 graden - 40,3 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UBL34 XX	[AxBxC] 406x82x403mm (greep links)
G18UBR34 XX	[AxBxC] 406x82x403mm (greep rechts)




Wandbeugel 90 graden - 60,3 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UBL35 XX	[AxBxC] 406x82x603mm (greep links)
G18UBR35 XX	[AxBxC] 406x82x603mm (greep rechts)




Hoekwandbeugel - 80,3 cm

Artikel nr.	Afmetingen
G18UBS31 XX	[AxBxC] 803x803x32mm



## Glijstangset

Artikel nr.	Afmetingen
G18UOS31 XX	[AxBxC] 32x82x1256mm




## Hoekwandbeugel met glijstangset

Artikel nr.	Afmetingen
G18UES30 XX	[AxBxC] 803x803x1200mm




Men kan tijdens de montage de positie van de verticale beugel zelf bepalen. Zo kan deze eenvoudig op de gebruiker of de installatie worden afgestemd.









## Toiletsteun, 60 cm - Afneembaar

Artikel nr.	Afmetingen
G18JCS07 <a href="#">XX</a>	[AxBxC] 100x600x120 mm



## Toiletrolhouder voor toiletsteun

Artikel nr.	Afmetingen
F18AGS01	[LxBxH] 25x160x63 mm




## Armlegger voor toiletsteun

Artikel nr.	Afmetingen
F18JMS01 <a href="#">XX</a>	[LxBxH] 50x300x39 mm



## Afdekplaat

Artikel nr.	Afmetingen
F18JIS01 <a href="#">XX</a>	[LxBxH] 92x20x125 mm



## Toiletsteun, 70 cm - Afneembaar

Artikel nr.	Afmetingen
G18JCS08 <a href="#">XX</a>	[AxBxC] 100x700x120 mm



## Toiletrolhouder voor toiletsteun

Artikel nr.	Afmetingen
F18AGS01	[LxBxH] 25x160x63 mm




## Armlegger voor toiletsteun

Artikel nr.	Afmetingen
F18JMS01 <a href="#">XX</a>	[LxBxH] 50x300x39 mm



## Afdekplaat

Artikel nr.	Afmetingen
F18JIS01 <a href="#">XX</a>	[LxBxH] 92x20x125 mm



## Toiletsteun, 85 cm - Afneembaar

Artikel nr.	Afmetingen
G18JCS09 XX	[AxBxC] 100x850x120 mm



## Toiletrolhouder voor toiletsteun

Artikel nr.	Afmetingen
F18AGS01	[LxBxH] 25x160x63 mm



## Armlegger voor toiletsteun

Artikel nr.	Afmetingen
F18JMS01 XX	[LxBxH] 50x300x39 mm





## Afdekplaat

Artikel nr.	Afmetingen
F18JIS01 XX	[LxBxH] 92x20x125 mm



Na bevestiging van de toiletsteun kan deze eenvoudig worden verwijderd. De montageplaat kan vervolgens met een afdekplaat worden afgedekt.





## Douchezitting, opklapbaar

Artikel nr.	Afmetingen
G12JDS05 XX	[AxBxC] 425x460x110 mm




## Rugleuning voor douchezitting

Artikel nr.	Afmetingen
G12JDS06	[LxBxH] 420x40x270 mm



## Rug- en armleggers voor douchezitting

Artikel nr.	Afmetingen
G12JDS07	[LxBxH] 600x259x270 mm





## Douchezitting opklapbaar, afneembaar

Artikel nr.	Afmetingen
G12JDS08 XX	[AxBxC] 425x472x110 mm




De G12JDS08 douchezitting heeft het unieke kenmerk dat de douchezitting verwijderd kan worden van de muur waar aan het is gemonteerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het montagesysteem dat aan de muur is bevestigd. Deze kan eenvoudig los gekoppeld worden zonder dat er speciaal gereedschap voor nodig is.

Het systeem biedt het voordeel dat men ervoor kan kiezen om de douchezitting te plaatsen wanneer dit nodig of gewenst is.



## Kruk

Artikel nr.	Afmetingen
G12JDS02 XX	[AxBxC] 420x350x445 mm



## Stoel met rugleuning en armleggers

Artikel nr.	Afmetingen
G12JDS04 XX	[AxBxC] 420x530x735 mm

### Samenstellen

Meerdere kleurencombinaties zijn mogelijk door zowel de kleur van de zitting als het frame voor de kruk en de stoel te kiezen. Vervang bij het bestellen de XX-en met de kleur van de stoelkleur en de XX-en met de kleurcode van het frame. Zie prijslijst voor de kleuren coderingen.






Kleding-/handdoekhaak

Artikel nr.	Afmetingen
F18AKS02 XX	[AxBxC] 40x50x40 mm




Reserverolhouder

Artikel nr.	Afmetingen
F18AGS03 XX	[AxBxC] 40x110x40 mm




Hoek douchekorf

Artikel nr.	Afmetingen
F47ANS11	[AxBxC] 190x190x75 mm




Zeepdispenser 1,2 liter

Artikel nr.	Afmetingen
F47ACS01	[AxBxC] 190x190x75mm




Zeepdispenser 0,85 liter

Artikel nr.	Afmetingen
F47ACS02	[AxBxC] 190x190x75mm



Make-up spiegel


Artikel nr.	Afmetingen
F47ATS14	[AxBxC] 211x423/457x211mm



Kantelbare spiegel

5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar


Artikel nr.	Afmetingen
F47JPS03	[AxBxC] 680x80x750 mm



Spiegel

5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar


Artikel nr.	Afmetingen
F47ATS18	[AxBxC] 660x27x950 mm



Spiegel


5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar

Artikel nr.	Afmetingen
F47ATS19	[AxBxC] 1000x27x950 mm



## Toiletsignalering - man

Artikel nr.	Afmetingen
N41KSS01	[AxBxC] 130x3x130 mm




## Toiletsignalering - vrouw

Artikel nr.	Afmetingen
N41KSS02	[AxBxC] 130x3x130 mm




## Toiletsignalering - mindervalide

Artikel nr.	Afmetingen
N41KSS03	[AxBxC] 130x3x130 mm



## Toiletsignalering - commode

Artikel nr.	Afmetingen
N41KSS04	[AxBxC] 130x3x130 mm



## Toiletsignalering - unisex

Artikel nr.	Afmetingen
N41KSS05	[AxBxC] 130x3x130 mm

**Met zorg, passie en aandacht voor detail creëert Ponte Giulio sinds 1973 veiligheids- en comfortoplossingen voor badkamers.**

De collectie van Ponte Giulio staat garant voor een comfortabele en veilige ervaring én straalt door de stijlvolle en strakke vormgeving puur Italiaans design uit. Door gebruik te maken van slimme oplossingen, zoals accessoires die vrijwel op elke beugel bevestigd kunnen worden, zijn de producten geschikt te maken voor elke ruimte en verschillende toepassingen.

De Ponte Giulio collectie biedt een breed scala aan combinatiemogelijkheden waardoor de producten feilloos toepasbaar zijn in elke moderne badkamer of toilet.

**Luxe zonder concessies**

De Ponte Giulio collectie geeft u de mogelijkheid om uw badkamer of toilet in te richten met een ultieme mix van comfort en uitstraling zonder concessies. Door gebruik te maken van de nieuwste veredelings technieken, is men in staat de producten naadloos te verenigen met uw design wensen. Door praktische elementen toe te voegen zoals een planchet of douche container, kan men eenvoudig een optimale omgeving creëren.

**Ervaar het comfort en de uitstraling zelf**

In onze showroom in Pijnacker is een exclusieve ruimte ingericht met de Ponte Giulio collectie. U bent van harte welkom om de producten te komen bekijken en ervaren.



# Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

## Direct Healthcare Group BV

Weteringweg 5-9  
2641 KM Pijnacker  
Tel: +31 (0)15 369 54 40  
[www.directhealthcaregroup.com/nl](http://www.directhealthcaregroup.com/nl)  
[info.nl@directhealthcaregroup.com](mailto:info.nl@directhealthcaregroup.com)