




# Enkla hjälpmedel som reducerar smittspridning.



## Våren 2021

Under rådande pandemi har intresset för förflyttningslösningar som reducerar smittspridning ökat markant. Direct Healthcare Group har sedan många år haft ett sådant sortiment som reducerar smittspridning och vill därför uppdatera er på vilka hjälpmedel som är bäst lämpade för just era behov.

### Kunskapsbehov?

För mer kunskap och support för att hjälpa dig i ditt arbete finns filmer och bilder på vår hemsida [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) och på vår YouTube-kanal.

**Tel: 08-557 62 200**

**Mail: [order.se@directhealthcaregroup.com](mailto:order.se@directhealthcaregroup.com)**

**[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)**

**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®



**Vega505EE** är en mobillyft med en unik design som ger ett stort lyftområde för lyft från golv, i säng och rehabiliterande gåträning. Lyften är försedd med stora hjul som gör den lätt manövrerad i trånga utrymmen.

**Art.nr. 60600003** Maxvikt: 230 kg.



**HighBackSling** är en patientbunden sele med huvudstöd och med delade benstöd. För användning i de vanligaste lyftsituationerna t.ex. från liggande upp till sittande, på sängkanten, lyft mellan säng, rullstol och upp från golv.

**Art.nr: 40890004(S) / 40890006(M) / 40890007(L) / 40890008(XL) / 40890009(XXL)** Levereras i 5-pack. Maxvikt: 200 kg.



**TurningSling** är ett patientbundet vändningshjälpmedel som används tillsammans med mobil- eller taklyft för att vända patient i säng. TurningSling underlättar också skötsel av hygien, behandling av sår samt av- och påklädning.

**Art.nr: 49592000** Levereras i 5-pack. Maxvikt: 250 kg.



**EasySlide disposable** är en patientbunden glidmatta tillverkad i miljövänlig plast som kan användas både som en tubulär och som en öppen glidmatta. EasySlide används främst vid positionering i säng och stol samt överflyttningar. Förpackningen innehåller två rullar med 60 st. á 50x70 cm som kan rivas av för önskad storlek.

**Art.nr 2040**



**FootStool 10 cm** är en fotpall som främst används för säkrare överflyttningar, positionering i säng och stol samt ge stöd under fötterna vid toalettbesök.

**FootStool: Art.nr 8090 10cm / Avspritningsbart Överdrag: Art.nr 8091**



*FootStool med avspritningsbart överdrag.*



**ReTurn 7500i** är en överflyttningplattform för uppresning och kortare förflyttningar mellan säng, stol eller toalett, längre bak i stol samt vid rehabilitering.

**ReTurnBelt Disposable** är ett patientbundet bälte och kan användas tillsammans med ReTurn 7500i som ett extra stöd vid kortare förflyttningar.

**ReTurn7500i: Art.nr 7500i** Maxvikt: 150 kg. **ReTurnBelt: Art.nr 6233-36 (S-XL)** Levereras i 5-pack. Maxvikt: 205 kg.



**LimbSling** är ett patientbundet lyftband som används tillsammans med lyftbygel för att lyfta tunga ben t.ex. vid sårmläggningar, i och ur säng eller applicera selens benstöd. LimbSling finns i en storlek och levereras i 5 pack.

**Art.nr 49292000** Maxvikt: 150 kg.



**EasyGlide oval** Används främst för liggande överflyttning och positionering i säng. EasyGlide oval kan även användas för selapplicering i säng, på golv eller i stol när patienten ej kan medverka till vändning på sidan eller kan luta sig fram i stol.

**Art.nr 5042** 85x39 cm (2 st.)



**EasyGlide** För liggande överflyttning mellan olika enheter. Kan även användas för att flytta över hela madrassen, t.ex. på röntgen. Kan kombineras med EasyGlide oval, 5042

**Art.nr 5000** 120x60 cm



**PositioningSling** är ett lakan som används vid horisontella lyft eller för att positionera en brukare i sängen utan att belasta medhjälparen. PositioningSling används tillsammans med mobil eller stationär lyft och en tvåpunktsbygel.

**Art.nr 547810** 221x160 cm maxvikt 454 kg. (10 st/förpackning)