


# Guide för trygga och säkra lyft



Alla selar = SWL 300 kg

SupportScale	Delade benstöd	Odelade benstöd
Låg rygg	+	++
Axelhög rygg	++	+++
Hög rygg	+++	++++



Direct Healthcare Groups lyftselar finns i olika modeller och storlekar från XXS till XXL. De minsta storlekarna passar barn och små vuxna och de största storlekarna passar för stora, ofta överviktiga brukare. De tre storlekarna i mitten av skalan, Small-Medium-Large, passar de allra flesta normalstora, vuxna brukare. Det finns också särskilda lyftselsmodeller i XXXL och XXXXL för extremt stora och tunga brukare. En utförlig översikt med både artikelnummer och måttangivelser för samtliga lyftselsmodeller i alla material hittar du på vår hemsida. Där finner du även olika tillbehör för tex. selapplicering, olika byglar m.m.

Modell/support	Låg rygg +	Axelhög rygg ++	Hög rygg +++ / ++++		
<b>Öppning/benstöd</b>  <b>Stor öppning delade benstöd</b>	<b>HygieneSling</b>  Polyester, med bälte Polyester, utan bälte Polyester, med bälte och extra ryggstöd				
 <b>Standardöppning delade benstöd</b>	<b>LowBackSling</b>  Polyester Polyesternät	<b>BasicSling</b>  Polyester Polyesternät	<b>HighBackSling</b>  Polyester Polyesternät Plastat nät Engångsmaterial	<b>ShellHBSling</b>  Polyesternät	<b>FlexibleSling</b>  Polyesternät
 <b>Liten öppning delade benstöd</b>	<b>HygieneLBSling</b>  Polyester	<b>AmpSling</b>  Polyester Polyesternät	<b>HygieneHBSling</b>  Polyester	<b>AmpHBSling</b> 	
 <b>Odelade benstöd med hygienöppning</b>		<b>ClassicSling</b>  Polyesternät	<b>ClassicHBSling</b>  Polyesternät	<b>FlexibleSling, undivided</b> 	<b>FlexibleSling, undivided med hygienöppning</b> 
 <b>Gå/Stå</b>	<b>StandingVest</b>  Polyester	<b>WalkingVest</b>  Polyester	<b>BariVest</b>  Polyester + XXXXL		

# DHGG

Moving Health Forward

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Sweden  
 Tel: 08-557 62 200  
 info.se@directhealthcaregroup.com • www.directhealthcaregroup.com