

# Raizer® II

Løftestol

80 løft på  
en opladning

Raizer II er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på kun 30 sekunder. Raizer II er nem at samle og kan betjenes af kun en person, og kræver ingen fysisk indsats udover en støttende hånd. Designet af Raizer II gør, at den er nem at samle og betjene, og samtidig er den let at rengøre.

## Nøglefunktioner

**4 IDENTISKE BEN OG 2 IDENTISKE RYGLÆN** sikrer korrekt samling hver gang


**INTUITIVE LYDE** og **LED lys** for korrekt samling

**FJERNBETJENINGEN** opbevares på siden af Raizer II

Alle **OVERFLADEMATERIALER** er specificeret til at være **RENGØRINGSVENLIG** og nem at desinficere

**EKSTRA SIKKERHEDSSELER** Individual justerbar placering for at sikre stabilitet af den faldne person, hvis dette er påkrævet

**ENGANGSHYGIENEOVERTRÆK** er også tilgængeligt (extraudstyr)




### Praktisk og ergonomisk at transportere

- Effektiv transport
- Alle dele bliver leveret med to praktiske tasker
- Ben, ryg del og andre dele, er placeret intuitivt i en taske, der er let at bære. Alle delene i tasken er organiseret i forhold til hvordan Raizer II med fordel bør samles
- Motorenheden/sædet løftes adskilt med et beskyttende dække og har et blødt håndtag, der er ergonomisk designet, hvilket sikrer, at sædedelen bliver løftet tæt indtil kroppen
- De to tasker kan også blive transporteret på en trolley (extraudstyr), hvor taskerne kan placeres ved siden af hinanden

**DHGG**  
Moving Health Forward

# Raizer® II

Løftestol



## Tekniske specifikationer

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Model                         | Raizer II   |
| Løftekapacitet                | Max. 150kg  |
| Løftetid                      | 20-30 sek   |
| Egenvægt                      | Sæde: 9,2 kg<br>Ben og ryglæn: 4,9 kg<br>I alt: 14,1 kg |
| Antal løft ved fuld opladning | 40 løft ved max last<br>Ca. 80 ved gennemsnit last      |
| Ladetid                       | Op til 6 timer  |
| Opladning af tomt batteri     | 10-15 min = 1 løft                                      |
| Ladere                        | USB oplader og 15W lader til standard strømstik         |