

MiniLift125

SystemRoMedic™

Maks. last
125 kg



En unik løsning for aktiv sittende-til-stående – med elektrisk utvidelse av understell

MiniLift125 er en mobil sittende-til-stående løfter som brukes, i kombinasjon med en spesialtilpasset løftevest, til å hjelpe brukere med nedsatt funksjonsevne når de skal reise seg fra sittende til stående posisjon.

MiniLift125 har en konstruksjon som gir en fullstendig unik og særdeles komfortabel sittende-til-stående opplevelse. Løfteren er også kompakt og praktisk, og svært lett å manøvrere. Disse egenskapene og muligheten til å justere innstillingene for en optimal tilpasning for hver bruker, gjør den svært nyttig på de fleste steder og i de fleste situasjoner.

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

MiniLift 125

Særdeles komfortabel, aktiv sittende-til-stående med naturlig bevegelsesmønster

MiniLift 125 er utviklet for å assistere en bruker så forsiktig og komfortabelt som mulig når han eller hun reiser seg fra sittende til stående posisjon. Håndtakene og sidedøttene gir brukeren flere muligheter til plassering av hendene. Den stabile, sklisikre fotplaten er svært lav. Støtten for nedre del av bena og luftearmen kan justeres slik at de passer optimalt for hver enkelt bruker. Når MiniLift 125 brukes i kombinasjon med passende løftetilbehør, har brukeren støtte under føttene, på fremsiden av nedre del av bena og bak ryggen. Dette gir en trygg og sikker, men likevel aktiv sittende-til-stående prosedre. Konstruksjonen flytter brukeren sikkert fremover og oppover i et naturlig bevegelsesmønster, samtidig som brukeren trener opp benmuskulaturen og balansen. MiniLift 125 er produsert i stål slik at den er stabil og sterk. Egnert for brukere som veier opptil 125 kg.

Aktiv sittende-til-stående med naturlig bevegelsesmønster.



PRODUKTSPEKIFIKASJON

MiniLift 125 Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse Art.nr. 400641434

TEKNISK INFORMASJON

Maks last.	125 kg
Brukerens lengde, min.-maks.	140–200 cm
Materiale	Pulverlakkert stål
Høyde	995 mm
Lengde	900 mm
Understellets bredde, utv. mål	600–890 mm
Understellets bredde, innv. mål	445–745 mm
Vekt	39 kg
Understellsutvidelse	Elektrisk
Fotplaten høyde, for bruker	50 mm
Hjulstørrelse, diameter	80 mm
Løfthastighet, uten last	35 mm per sek
Nødsenkning	Manuell og elektrisk



MiniLift 125 oppfyller kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (93/42/EEC).











Ergonomisk og lettbetjent håndkontroll med 4 knapper.



Ny kontrollenhet med diagnostikk, f.eks. løftteller og overbelastningsindikator.

Nødstoppp-knapp lett tilgjengelig på kontrollboksen.

TILBEHØR

Art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse
 45500003-009	ThoraxSling	Polyester, XS
 45500004-009	ThoraxSling	Polyester, S
 45500006-008	ThoraxSling	Polyester, M
 45500007-008	ThoraxSling	Polyester, L
 45500008-008	ThoraxSling	Polyester, XL
 45500009-008	ThoraxSling	Polyester, XXL
 45590004-008	ThoraxSling	Avtørkbar, S
 45590006-008	ThoraxSling	Avtørkbar, M
 45590007-008	ThoraxSling	Avtørkbar, L
 45590008-008	ThoraxSling	Avtørkbar, XL
 45590009-008	ThoraxSling	Avtørkbar, XXL
 45590004-008	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, S, 5 stk.
 45590006-008	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, M, 5 stk.
 45590007-008	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, L, 5 stk.
 45590008-008	ThoraxSling	Engangs, ikke-vevd, XL, 5 stk.
 45600004-008	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, S
 45600006-008	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, M
 45600007-008	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, L
 45600008-008	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, XL
 45690004-008	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, S, 5 stk.
 45690006-008	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, M, 5 stk.
 45690007-008	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, L, 5 stk.
 45690008-008	ThoraxSling	Med setestøtte, engangs, ikke-vevd, XL, 5 stk.
 70200033	Calf Strap	For MiniLift 125 fra serienummer 125001653
 770200089	Håndkontroll HB33-6	6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning
 70200029	Ekstern lader Linak	Ekstern lader for alle modeller og varianter av MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic

ThoraxSling er en spesialtilpasset og svært komfortabel sittende-til-stående vest som brukes i kombinasjon med Direct Healthcare Groups System-RoMedic™ MiniLift sittende-til-stående løftere. Den er enkel å bruke for pleieren, samtidig som den gir brukeren en følelse av ekstra sikkerhet under oppreising og ståtrening. ThoraxSling gjør det også enklere å gå på toalettet. ThoraxSling er tilgjengelig i to modeller: en som gir støtte bak ryggen (ThoraxSling) og en som også gir støtte under setet (ThoraxSling, med setestøtte), og i flere materialer og størrelser.

Andre modeller og varianter av MiniLift mobile sittende-til-stående løftere

MiniLift er tilgjengelig i flere modeller og varianter ulik løftekapasitet, med elektrisk eller manuell understellsutvidelse og med standard høyde eller lave ben for bruk med lavere senger.

Art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse
401100334	MiniLift 200	Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 200 kg
60300012	MiniLift 160EE	Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 160 kg
60300013	MiniLift 160EE	Mobil sittende-til-stående løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave ben, maks. last 160 kg

Besøk www.directhealthcaregroup.com for mer informasjon!

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

Overflytting, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

Støtte, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

Kjelstad Næringspark
St Hallvards vei 3
3414 Lierstranda
T +47 21 01 44 70
www.directhealthcaregroup.com
info.no@directhealthcaregroup.com

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®