

# MiniLift160EE

SystemRoMedic™

Unikt uppresningsmönster  
SWL 160 kg / 350 lbs



En unik lösning för aktiv uppresning – finns i fyra varianter

MiniLift160 är en mobil uppresningslyft som används i kombination med en speciellt anpassad uppresningsväst för att assistera brukare med nedsatt funktion vid uppresning från sittande till stående. MiniLift160 har en konstruktion som erbjuder en helt unik och extremt bekväm uppresningsupplevelse. Lyften är också kompakt och behändig och mycket enkel att manövrera; egenskaper som, tillsammans med möjligheten att anpassa inställningarna optimalt för varje brukare, gör den mycket användbar i de flesta utrymmen och situationer. MiniLift160 erbjuder en unik kombination av funktion, prestanda och kvalitet i förhållande till pris. Bättre ekonomi än så här blir det inte!

**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# MiniLift 160EE

Extremt bekväm, aktiv uppresning med naturligt rörelsemönster

MiniLift 160 är utvecklad för att, på ett så bekvämt och skonsamt sätt som möjligt, assistera brukaren vid uppresning från sittande till stående. Handtagen och sidostöden erbjuder flera olika möjligheter för placering av brukarens händer. Den stabila, halkfria fotplattan har låg instegshöjd och underbensstöden kan, liksom lyftarmen, justeras för att passa varje brukare optimalt. När MiniLift 160 används i kombination med rätt lyfttillbehör får brukaren stöd under fötterna, mot framsidan av underbenen och bakom ryggen, vilket ger en trygg och samtidigt aktiv uppresning. Konstruktionen lyfter brukaren framåt och uppåt i ett naturligt rörelsemönster samtidigt som benmuskler och balans tränas.

MiniLift 160 finns i fyra varianter med elektrisk eller manuell benbreddning samt med standardhög eller låga ben för användning med lägre sängar. Alla varianter är tillverkade i stål för styrka och stabilitet och passar för brukare som väger upp till 160 kg.



Ergonomisk och lätt-använd handkontroll med 2 (EM) respektive 4 (EE) knappar.



Ny kontrollbox med diagnostik, till exempel lyfttränare och överlast-indikering.

Elektrisk nödstopp-knapp lättillgängligt placerad på kontroll-boxen.

## PRODUKTSPECIFIKATION

Produktnamn	Beskrivning	Art. nr.
MiniLift 160EE	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning	60300012
MiniLift 160EE	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, låga ben	60300013

## TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL)	160 kg
Längd på brukare, min-max	1400 mm-2000 mm
Material	Pulverlackerat stål
Höjd	980 mm
Längd, underrede	919 mm
Längd, hopfälld	1098 mm
Bredd, underrede, yttermått	669 - 959 mm
Bredd, underrede, innermått	531 - 773 mm
Vikt	40,5 kg
Benbreddning, EE	Elektrisk
Fotplatta, höjd, för brukare	59 mm
Hjul, diameter, 60300010 och 60300012	100 mm
Hjul bak, diameter, 60300011 och 60300013	100 mm
Hjul fram, diameter, 60300011 och 60300013	70 mm
Lyfthastighet, utan belastning	35 mm/s
Nödsänkning	Manuell och elektrisk



MiniLift 160 uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

## TILLBEHÖR

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
45550004	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Small
45550006	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Medium
45550007	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Large
45550008	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, X-Large
45550009	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, XX-Large
45590004	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Small, 5 st
45590006	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Medium, 5 st
45590007	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Large, 5 st
45590008	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, X-Large, 5 st
45600004	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Small
45600006	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Medium
45600007	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Large
45600008	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, X-Large
45690004	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Small, 5 st
45690006	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Medium, 5 st
45690007	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Large, 5 st
45690008	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, X-Large, 5 st
70200033	Calf Strap	Vadband för MiniLift 160
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Mjukt, avspritningsbart skydd för bygeln till MiniLift 160
70200089	Hand control HB33-6	Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering, för MiniLift 160EE, 60300012 och 60300013
70200029	External charger Linak	Extern laddare för alla modeller och varianter av MiniLift

**ThoraxSling**  
SystemRoMedic

ThoraxSling är en specialanpassad och mycket bekväm uppresningsväst som används tillsammans med Handicares SystemRoMedic™ MiniLift uppresningslyftar. Den är lätt för medhjälparen att applicera samtidigt som den ger brukaren en extra trygghetskänsla vid uppresning och ståträning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök. ThoraxSling finns i två modeller; en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som även ger stöd under stussen (ThoraxSling, med sätesstöd), samt i många material och storlekar.

### Fler modeller och varianter av MiniLift mobila uppresningslyftar.

MiniLift finns i ytterligare två modeller med olika lyftkapacitet. Båda har elektrisk benbreddning och standardhög ben.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
401100334	MiniLift 200	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, SWL 200 kg
400641434	MiniLift 125	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, SWL 125 kg

Besök gärna [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) för mer information.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet. **Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

Torshamnsgatan 35,  
164 40 Kista, Sweden  
Tel: +46 (0)8-557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)  
[info.se@directhealthcaregroup.com](mailto:info.se@directhealthcaregroup.com)

**Direct Healthcare Group**

Advancing Movement & Health®