



Dyna-Form® Jupiter

De **Dyna-Form® Jupiter**-matras kan worden gebruikt bij patiënten die worden beschouwd als patiënten met een “hoog risico” op druk ontwikkeling van zweren. Met behulp van moderne schuimontwerpen, aan één kant gekanteld om de behandeling van decubitus te vergemakkelijken, terwijl het bieden van uitstekend comfort voor de patiënt; deze matras kan worden gebruikt zonder een draaiprogramma, wat helpt bij het verplaatsen en hanteren procedures. **Dyna-Form® Jupiter** kan comfortabel werken met elk elektrisch profielbedframe. Het duurzame ontwerp gebruikt alleen de zeer beste CME-schuim en stoffen om een moderne matras te bieden, compleet met een infectiebeheersende hoes.

Functie

Voordeel

1a	1b	Schuimrubber (met uitgesneden traanbuis)	1a kleinere gekanteelde cellen voor hakken en 1b grotere cellen sacraal
2		Enkelzijdig snijvlak	Werkt zonder te draaien programma
3		Multi-stretch, waterdicht, dampdoorlatend kleding stof	Vermindert schuif- en wrijvingskrachten, terwijl het de infectiecontrole ondersteunt beleid
4		Hoogfrequent gelast hoes	Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en helpt decontaminatieprocessen
5		Volledig vervangbare onderdelen	Zorgt voor veel waar voor uw geld

Technische Specificaties

Productcode	MAT0210067
Risicocategorie	Hoog
Gewichtslimiet	165 kg
Garantie	3 jaar
Afmetingen	(Lengte) 198 cm x (Breedte) 88 cm x (Hoogte) 15 cm - Echter variabel maten beschikbaar op aanvraag
Schuimdichtheid	34-36 kg/m ³ Nominale hardheid - 125N
Vermoeidheidsklasse	Heel erg
Brandvertraging	BS7177:2008 (Crib 5)
Gewicht	10kg
Kleur	Blauw