



Dyna-Form® Mattress Overlay

De **Dyna-Form® Mattress Overlay** is gemaakt voor gebruikers van wie wordt aangenomen dat ze “risico lopen” op de ontwikkeling van decubitus. Te gebruiken in combinatie met elke standaardmatras, de ‘Dyna-Form’ designkwaliteit bestaat uit een specialistische “castellated cut” CME-schuimoppervlak, compleet met een genaaide multi-stretch, dampdoorlatende hoese en antislip onderkant. Dit product is ideaal voor gebruik in de thuiszorg.

Functie

- | | | | |
|----|----|--|---|
| 1a | 1b | Schuimrubber (met uitgesneden traanbuis) | 1a kleinere gekanteelde cellen voor hakken en
1b grotere cellen sacraal |
| 2 | | Multi-stretch, waterdicht, dampdoorlatend kleding stof | Vermindert schuif- en wrijvingskrachten, terwijl het de infectiecontrole ondersteunt beleid |
| 3 | | Hoogfrequent gelast hoese | Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen en helpt decontaminatieprocessen |
| 4 | | Antislip onderkant | Voorkomt slippen bovenop matras vervangen, onderhouden patiënten veiligheid |
| 5 | | Volledig vervangbare onderdelen | Zorgt voor veel waar voor uw geld |

Voordeel

Technische Specificaties

Productcode	MAT0410046
Risicocategorie	Op risico
Gewichtslimiet	165 kg
Garantie	2 jaar
Afmetingen	(Lengte) 198 cm x (Breedte) 88 cm x (Hoogte) 9 cm - Echter variabel maten beschikbaar op aanvraag
Schuimdichtheid	34-36 kg/m ³ Nominale hardheid - 125N
Vermoeidheidsklasse	Heel erg
Brandvertraging	BS7177:2008 (Crib 5)
Gewicht	6kg
Kleur	Blauw