



## Dyna-Form® Overlay Superior

Dyna-Form® Overlay Superior är en trycksårspåbyggande bäddmadrass som kan användas tillsammans med vilken standardmadrass som helst. Madrassen har en specialsuren yta av CME-skum, ett ånggenomsläppligt multi-stretch överdrag med slittåliga remmar, för säker placering av bäddmadrassen ovanpå den underliggande madrassen.

### Egenskaper

| Egenskaper  | Fördelar   |
|---|--|
| Profilsuret skum  | Ger nedsänkning och omslutning för tryckomfördelning                     |
| Stretchigt, ånggenomsläppligt täckmaterial                          | Minskade skjuv- och friktionskrafter och hanterar mikroklimatet          |
| Spännband för madrassbotten   | Förhindrar halkning på basmadrassen för att upprätthålla patientsäkerhet |
| Endast 6 cm hög - fungerar tillsammans med en underliggande madrass | Lämplig i hemsjukvård och sjukhusmiljö                                   |

### Tekniska specifikationer

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Riskkategori                      | Risk. Särskategori 1 och 2   |
| Produktkod/storlekar              | MAT2100001, 200 cm x 80 cm x 6 cm<br>MAT2100005, 200 cm x 85 cm x 6 cm<br>MAT2100002 200 cm x 90 cm x 6 cm<br>MAT2100003, 200 cm x 105 cm x 6 cm<br>MAT2100004, 200 cm x 120 cm x 6 cm<br>Andra storlekar finns tillgängliga på begäran. |
| Maximal brukarvikt                | 160 kg   |
| Produktens vikt                   | 6 kg   |
| Skumdensitet/<br>Nominell hårdhet | 39 kg/m <sup>3</sup><br>120 N  |
| Brand                             | BS 7177  |
| Garanti                           | Skum 3 år / överdrag 3 år  |
| Rengöring                         | Tvätta i högst 80°C, Torktumla på låg temperatur.<br>Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning   |

Dyna-Form-Overlay Superior-produktblad-SE-01-202501