



# Dyna-Form® Static Air HZ

Dyna-Form® Static Air HZ är en självjusterande tryckfördelande hybridmadrass med avlastande luftfylld hälzon.

Dyna-Form® Static Air HZ förebygger och behandlar trycksår med hjälp av luftflöde. Det är en effektiv kombination av skum och luftceller som fördelar trycket automatiskt med hjälp av patientens rörelser.

Den luftfyllda hälzonen med extra lågt tryck minskar risken för trycksår. Första luftcellen är större, vilket bidrar ytterligare till avlastning av hälsarna.

Utskurna slitsar i undersidan av skumsargen gör att madrassen följer sängens profil, vilket förbättrar hälavlastning i sittande läge.

Stabil skumsarg ger stöd och ökad känsla av trygghet för personer som rör sig i och ur sängen.

För patienter upp till 254 kg.

Dyna-Form® Static Air HZ levereras med standardöverdrag i multi-stretchtyg med svetsade sömmar och dropllist för ökad hygien.

## Tekniska specifikationer

<b>Riskkategori</b>	Hög risk. Sårkategori 1, 2 och 3
<b>Max brukarvikt</b>	Ingen minsta viktgräns. Produkt utvärderad för en kapacitet på 254 kg.
<b>Garanti</b>	5 år skum/5 år överdrag
<b>Produktkod/ storlekar</b>	MAT05001701, 200 cm x 80 cm x 15 cm MAT05000141, 200 cm x 85 cm x 15 cm MAT05000137, 200 cm x 90 cm x 15 cm MAT05000151, 200 cm x 105 cm x 15 cm MAT05001705, 200 cm x 120 cm x 15 cm Andra storlekar finns tillgängliga på begäran.
<b>Produktvikt</b>	10 kg
<b>Antal celler</b>	6 skumfyllda luftceller 7 Heel Zone luftceller
<b>Brand</b>	BS7177; 2008 (Crib 5)
<b>Färg överdrag</b>	Röd
<b>Rengöring</b>	Tvätta i högst 80°C, Torktumla på låg temperatur. Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning.