



# EASY HighBack

EASY med hög rygg (HB) är en vidareutveckling av det traditionella konceptet med ryggband/nackstöd som funnits sedan tidigare. Denna hygienstol är utrustad med en hög, stoppad/vattenavvisande rygg med tillhörande nackstöd (finns i två varianter). Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort. EASY HB är designad med teleskoperande pelare för att skapa så mycket utrymme och /flexibilitet som möjligt för personalen när de utför sitt arbete. EASY kan fås med vår nya, mjuka Komfortsits - med öppning bakåt för ett mer naturligt/hygieniskt arbetssätt.

**Integrerat nackstöd**

Det integrerade nackstödet går att justera i höjd och finns i två olika storlekar, M och L.

**Hög stoppad rygg**

Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd. Den är lätt att rengöra och går att bytas ut när så önskas.

**Tilt-funktion**

EASY kan tiltas från ca 5 grader framåt till 30 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygienvätt. Tiltningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

**Pelare**

De teleskoperande pelarna i aluminium har en öppen design som gör att vatten/smuts enkelt rinner igenom.

**Svängbara och avtagbara**

Fotstöden är svängbara och avtagbara och som standard finns det även hälband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tiltning.

**Hjul med riktningsspärr**

Höger framhjul har en riktningsspärr för enklare manövrering av stol.

**Smidig reglering**

Eljusteringen upp och ner samt tiltning sköts med en trådbunden kontroll och har hög IPklassning (IP65).

**Låsbara armstöd**

Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara i nedersta läge. Detta som en säkerhet då stolen tiltas.

**Fjädrande svankstöd**

Den nedre delen av ryggen har ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort och individuell anpassning.

**Integrerad sits med öppning bakåt (Tillbehör)**

Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligare och mer hygieniskt arbetssätt för vårdaren. Leveransutförande standard är plastsits/grön.

**Låsbara hjul**

Alla hjul förutom det riktningsspärrade är låsbara.

**Tekniska Specifikationer**

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-271	EASY HB	65cm	150kg	53-93cm	49cm	45cm
56-271/LOW	EASY HB Low	68cm	150kg	50-81cm	49cm	45cm

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.