

Arbeidsbord ERGOBORD ST



Varierte og gode arbeidsstillinger

Med Ergobord ST får man et høyderegulerbart arbeidsbord som kan tilpasses både individuelle behov og ulike bruksområder.

Høyden justeres trinnløst ved hjelp av en sveiv.

Vinkelstillbar bordplate justeres i trinn.

Bordet har ingen tverrgående avstivere, slik at det er god plass for rullestolbrukere.



handicare

Ergobord ST

Ergobord ST leveres i høydene 48-68 cm, 56-84 cm og 64-92cm og i størrelsene 80x40 cm, 90x60 cm, 120x60 cm og 90x90cm. Bordplatetyperne B, C, D, E og C/D kan skråstilles i trinn opptil 54°. Ønskes skråstilling opptil 74°, se bestillingsnr. 20-16510.

ERGOBORD ST 90 X 60 CM					
Høyde	A	B	C	D	E
48-68 cm	20-16010	20-16011	20-16012	20-16013	20-16014
56-84 cm	20-16020	20-16021	20-16022	20-16023	20-16024
64-92 cm	20-16030	20-16031	20-16032	20-16033	20-16034

ERGOBORD ST 90 X 90 CM		
Høyde	A	B
48-68 cm	20-16310	20-16311
56-84 cm	20-16320	20-16321
64-92 cm	20-16330	20-16331

ERGOBORD ST 80 X 40 CM	
Høyde	B
56-89 cm	20-19621

ERGOBORD ST 120 X 60 CM						
Høyde	A	B	C	D	C/D	E
48-68 cm	20-16210	20-16211	20-16212	20-16213	20-16214	20-16216
56-84 cm	20-16220	20-16221	20-16222	20-16223	20-16224	20-16226
64-92 cm	20-16230	20-16231	20-16232	20-16233	20-16234	20-16236

Boomerang system

ST bordplater med utskjæring har som standard en boomerang størrelse Ø 40 cm. For å sikre en optimal passform til både barn og voksne kan boomerangene byttes til andre størrelser.



Bord med tilsatsplate med boomerang og hjul.

Størrelse	
Ø 22 cm	20-30521
Ø 26 cm	20-30522
Ø 30 cm	20-30523
Ø 34 cm	20-30524
Ø 40 cm	20-30525
Ø 46 cm	20-30526



Tilbehør, Ergobord ST

20-50146 46 cm	20-50201 90x60 cm
20-50156 56 cm	20-50202 60x60 cm
20-50176 76 cm	20-50203 60x50 cm
20-50196 96 cm	
20-50206 120x60 cm	20-50060 60 cm
20-50207 90x90 cm	20-50090 90 cm
20-16520 90 cm	20-16560
20-16527 120 cm	
20-16565	20-97110
20-16510	20-16500
20-16505	20-50300 + 9 cm
	20-50340 + 9 cm