



ERGOtip toalett- och duschstol med elektrisk lutning och höjning



ERGOtip

ERGOtip seriens stolar finns i 7 olika storlekar, för små brukare till bariatri, och har elektrisk lutning och höjning.

ERGOtip 5 är den vanligaste modellen för medelstora personer. Tillbehörskatalogen är gemensam för alla stolar, och tillbehören passar med alla stolsmodeller. På beställning bygger vi också specialanpassade stolar.

Vi har nyligen utökat produktsortimentet med en extra bred stol.

ERGOTip toalett- och duschstolar

med elektrisk lutning och höjning

dan-rehab är specialist på toalett- och duschhjälpmedel. Efter mer än 30 år som pålitlig tillverkare och leverantör åtnjuter vi ett gott anseende i branschen. Vi erbjuder kvalitetsprodukter med ändamålsenlig design och konkurrenskraftiga priser. Vi fokuserar på komfort, användarvänlighet, arbetsmiljö och ergonomi – och våra produkter kan anpassas efter både brukarnas och vårdgivarnas behov.

Använd jämförelsetabellen nedan för att hitta den perfekta stolen för brukarens behov.



Jämförelse av tekniska data för ERGOTip toalett- och duschstolar med elektrisk lutning och höjning

HMI-nr	Modell	Sitshöjd	Sitsdjup	Sitsbredd	Hålets storlek	Hygienöppning	Mellanarmstöd	Bredd totalt	Djup totalt	Höjd totalt	Egenvikt	Belastning
35321	ERGOTip 5 EL	54–92,5 cm	43 cm	43 cm	26,5 x 22 cm	11,5 cm	45,5 cm	58 cm	74 cm	103–141,5 cm	33 kg	200 kg
50831	ERGOTip 6 EL	55–93,5 cm	48 cm	49 cm	29 x 21 cm	11,5 cm	51 cm	63,5 cm	74 cm	103–141,5 cm	33 kg	200 kg
50833	ERGOTip 7 EL	57–95,5 cm	48 cm	58,5 cm	29 x 21 cm	11,5 cm	60 cm	71,5 cm	74 cm	104–142,5 cm	33 kg	200 kg
72165	ERGOTip 8 EL	55–93,5 cm	44 cm	40 cm	29 x 21 cm	11,5 cm	42,5 cm	58 cm	73,5 cm	101–139,5 cm	31 kg	150 kg
72166	ERGOTip 9 EL	55–93,5 cm	44 cm	40 cm	23,5 x 15,5 cm	11,5 cm	37,5 cm	58 cm	73,5 cm	101–139,5 cm	30 kg	150 kg
89883	ERGOTip X EL	54–92,5 cm	43 cm	43 cm	26,5 x 22 cm	11,5 cm	47,5 cm	78 cm	85 cm	103–141,5 cm	36 kg	200 kg
109635	ERGOTip 11 EL	55–99 cm	48 cm	71 cm	29 x 21 cm	11,5 cm	73 cm	85 cm	87,5 cm	107,5–147 cm	58 kg	275 kg