


Funke



Funke Medical AG
Ährenfeld 10
46348 Raesfeld
Tel.: +49-2865-6648
Fax: +49-2865-8133
info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
-GERMANY-



Hyper Foam 2 Clinic/GATE

Återförsäljare:

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health™

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 08-557 62 200
Direct Healthcare Group AB
Torshamnsgatan 35| S-164 40 Kista
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

Hyper Foam 2 Clinic/GATE

TRYCKAVLASTANDE SKUMMADRASS



Kan autoklaveras enligt riktlinjer från RKI*1

Hög komfort

Förebyggande och behandlande upp till och med sårkategori 2


Hög risk

Skumkärna i tre lager (skuren längsgående och diagonalt)

PU-Tex överdrag:

- Avtagbart
- Bärhandtag
- Maskintvätt i 95°C
- Avtorkning med rengörings-/desinfektionsmedel

Ultraljudssvetsade sömmar



Dragkedja med droppkant.

Elastiskt, vätsketätt och ångpermeabelt överdrag.

Öppen cellstruktur som minimerar utvecklingen av värme och fukt.

Fast skumkant för extra stabilitet vid mobilisering (sittfunktion).

Höjd 15 cm

Finns i måtten 80/85/90/105/120 x 200/205/210 cm



Öppen cellstruktur i kallskum



Autoklaverbar



Säkerställer ett bra mikroklimat



Vätsketätt överdrag som ångandas



Goda tryckavlastande egenskaper



Elastiskt överdrag för att minimera glidtryck



CE-märkning



Underhållsfri



Brandtestad enligt SS 8760001:2010, SS-EN 597-1/-2



Brukarvikt 0-150 kg

*1 Robert-Koch-Institute (RKI) är del av det Federala Hälsoministeriet i Tyskland. De är ansvariga för förebyggande och kontroll av sjukdomar.