

LEJRELET lejringspuder er special udviklet af sundhedsfagligt personale. Puderne er designet med kroppens anatomi for øje, og med fokus på trykaflastning, komfort og stabilitet. De 6 lejringspuder kan kombineres på kryds og tværs for at skabe individuelt tilpassede lejringer. De fås også i praktiske sæt. Med LEJRELET-puderne er det muligt at skabe bedre komfort for brugeren, hvilket kan forbedre søvnkvaliteten og føre til færre smerter. Disse faktorer kan være meget afgørende, når det kommer til restitution, fordøjelse og heling.

Trykaflastende,
åndbare og
vandafvisende

LEJRELET! sættet kan nemt opbevares i den medfølgende taske

LEJRELET OVAL er særlig anvendelig til den "lille pudes vandring"

LEJRELET TUBE 250 anvendes ofte til helkropslejringer

LEJRELET TUBE 125 kan anvendes til komfort- og tryghedsskabende lejringer

LEJRELET PAD HIGH giver med sine 15 cm i højden en stabiliserende lejrning af knæ og underben i sideleje

LEJRELET PAD LOW er bl.a. effektiv som abduktionskile, og aflastning af hæle

LEJRELET WEDGE kan f.eks. benyttes til sideleje, både foran og bagved brugeren

Tekniske specifikationer

MODEL	HMI.NR / VARENR.	STØRELSE	VÆGT	FYLD	BETRÆK
LEJRELET Wedge	71864 / 5000002	H: 15 cm, B: 30 cm, L: 50 cm	550 g	Polyurethane og viscoelastisk skum	Polyester (Polyurethane coated)
LEJRELET Pad High	71865 / 5000003	H: 15 cm, B: 30 cm, L: 50 cm	800 g	Polyurethane og viscoelastisk skum	Polyester (Polyurethane coated)
LEJRELET Oval	101086 / 5000009	H: 10 cm, B: 25 cm, L: 40 cm	350 g	100% Viscoelastisk skum	Polyester (Polyurethane coated)
LEJRELET Pad Low	71866 / 5000004	H: 4 cm, B: 30 cm, L: 50 cm	350 g	100% Viscoelastisk skum	Polyester (Polyurethane coated)
LEJRELET Tube 125	86657 / 5000000	L: 125 cm, Diameter: 25 cm	2350 g	100% Viscoelastisk skum	Polyester (Polyurethane coated)
LEJRELET Tube 250	71863 / 5000001	L: 250 cm, Diameter: 25 cm	4700 g	100% Viscoelastisk skum	Polyester (Polyurethane coated)

LEJRELET puderne kan købes enkeltvis, samt i sæt i forskellige kombinationer.