

Personvåg för tunga brukare

Art 53-730

Healthweigh® personvåg är avsedd för professionellt bruk.

Den stora fristående **Healthweigh®** titanindikatorn har robusta, inbyggda fästen för montering på vägg, bord eller golv. Vikten visas digitalt och BMI räknas ut automatiskt när patientens längd har angetts.

Funktioner

- Teknik för rörelsekompensation
- BMI-funktion
- Tare/Zero/Hold/Print/kg/lb
- Bläddra upp/ned
- 5-siffrig LCD-skärm (positiv FSTN), teckenhöjd 1,8 cm
- Automatisk omvägning
- Uppgraderingsbar programvara
- Portar: RS232 och USB
- Tillval: Bluetooth
- Hopvikt, redan monterad

Ström

- Ineffekt 230 V / 120 V, uteffekt DC 9 V
- Automatisk avstängning
- 6 x 1,5 AA batterier
- Laddningsbart batteri (endast klass III)
- Indikator för låg batterinivå

Tekniska data

Kapacitet	250 kg / 550 lb (klass III)
Gradindelning	0,1 kg / 0,2 lb
Total vikt	12 kg / 26,5 lb
Mått	567 x 375 x 1331 mm 22,32" x 14,76" x 52,40"
Plattans mått	375 x 375 x 78 mm 14,76" x 14,76" x 3"

Class III EMR
READY



SHEKEL All the weigh!



SHEKEL HEALTHWEIGH®

Förenar smarta våglösningar
med avancerad kommunikationsteknik

Shekel Scales grundades för 40 år sedan och är nu världsledande inom avancerad digital vågteknik.

Shekel erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa digitala vågar för sjukvård och gym. Alla modeller i **Healthweigh®**-utbudet har en unik innovativ design och har utvecklats och tillverkats utifrån höga professionella standarder. Alla vågar kan anslutas till elektroniska system så att viktinformationen kan överföras direkt till patientjournalerna.

- **Healthweigh®** patientvågar är ett tillförlitligt vägningssystem för vårdcentraler, kliniker, sjukhus, gym och hemmabruk.
- **Healthweigh®** vågar för specialbehov kan användas inom många olika medicinska sektorer. Dessa modeller är mycket användarvänliga, bekväma, lättanvända och – viktigast av allt – helt säkra.
- **Healthweigh®** baby- och neonatalvågar är ergonomiskt utformade för nyfödda och lite större bebisar.

Healthweigh® digitalvågar med inbyggd programvara fungerar som datainsamlingsensorer. Vi samlar in och behandlar känsliga data och överför dem sedan till informationsdatabasen. Framtidens medicinteknik är här – effektiv och korrekt dataöverföring. Automatisk överföring av data förhindrar felaktigheter som kan uppstå när information anges manuellt och sparar framförallt tid och pengar.

Smartare design. Kompromisslös korrekthet.



Distribueras av



WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftetele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION