



Snabbguide Pro-CARE Auto+




Installera




Koppla in och slå på


Varning




Pumpa upp



Ställa in/använda



Rengöring/skötsel




HLR/CPR

Snabbguide Pro-CARE Auto+


Felsökning



Lågt tryck



Kontrollera kopplingen




Kontrollera att HLR/CPR ventil/-ventiler är ordentligt stängda



Kontakta teknisk support



Strömavbrott



Kontrollera strömbrytare




Kontrollera stickkontakt och elsladd




Kontakta teknisk support



Service



Eventuellt motorfel



Kontakta teknisk support



Brukarvikt:
0-230 kg

Funktionsguide



Inställning av program.



Maxtryck/Omvårdnadsläge



Växlande läge.



Statiskt läge.



Automatisk inställning av trycket.



Komfortinställning.



Ljudlarm av.



Panellås.

Tryck på knappen i tre sekunder för att låsa/låsa upp.