

Eva450EE, med lave ben

SystemRoMedic

SWL 205 kg



Stærk, sikker og let at manøvrere
– med elektrisk benspredning og lave ben

Eva450EE er en alsidig mobil personløfter til alle løftesituationer og til brugere, som vejer op til 205 kg. Sammen med Direct Healthcare Groups enkle og funktionelle SystemRoMedic™ løftetilbehør er Eva450EE den rette løsning til løft i forbindelse med forflytning til og fra gulv, stol eller seng samt til horisontale løft og til gangtræning. Denne variant af Eva 450EE har lave ben og er specielt velegnet til brug ved lave senge.



**Direct Healthcare
Group**


Advancing Movement & Health®

Eva450EE, med lave ben

- Stærk og stabil, SWL 205 kg
- Aluminium giver lav vægt – enkel at manøvrere
- Masten er justerbar i tre højder – stort løfteinterval
- Skubbehåndtag med justerbar højde – behagelige og ergonomiske arbejdsstillinger
- Stabilit løfteåg i aluminium og med sikre afkrogningsbeskyttelser
- Løfteåg i standardbredde – passer til de fleste brugere og løftesituationer
- Specialversion med lave ben til brug ved lave senge
- Indkapslede dobbelthjul – ruller let, lette at vedligeholde
- Dobbelt forhjul med en diameter på 35 mm
- Elektrisk benspredning
- Elektrisk nødstop placeret lettilgængeligt på styreboksen
- Elektrisk og manuel nødsænkning
- Batteri med høj kapacitet og lang levetid
- Indbygget opladning
- Quick guide til liften
- Masser af tilbehør til sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere



Ergonomisk og let anvendelig håndbetjening med 4 knapper.



Ny styreboks med diagnostik til f.eks. udregning af løft og indikation af overbelastning.

PRODUKTSPECIFIKATION

Eva450EE _____ Art. nr. 60100006

Mobil løfter med elektrisk benspredning og lave ben, komplet med løfteåg, SlingBar M og håndbetjening.

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____	205 kg
Materiale _____	Aluminium
Total højde _____	1330-2020 mm
Benlængde _____	1300 mm
Bredde understel, udvendige mål _____	685-980 mm
Bredde understel, indvendige mål _____	550-960 mm
Benspredning _____	Elektrisk
Total vægt _____	34 kg
Hjul bagtil, diameter _____	100 mm
Hjul fortil, diameter _____	2 x 35 mm
Løfteinterval _____	500-1790 mm
Løftehastighed, uden belastning _____	34 mm/s
Nødsænkning _____	Manuell og elektrisk
Batterikapacitet _____	2,9 Ah
Materiale, løfteåg _____	Aluminium
Løfteåg, bredde _____	450 mm
Beskyttelsesklasse _____	IPX4



Eva450EE opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske Direktiv (MDD93/42/EEG).

Flere modeller og varianter af Eva mobile løftere

Eva mobile løftere findes i flere modeller og varianter med forskellig løftekapacitet samt med elektrisk benspredning. Eva findes også i specialversioner med lave ben til brug ved lavere senge.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
60100001	Eva400EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 180 kg
60100002	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, SWL 270 kg
60100010	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 270 kg

Se gerne www.directhealthcaregroup.com for mere information.

TILBEHØR

For at skabe optimale løsninger til brugere med forskellige behov kan Eva450EE anvendes i kombination med løftesejl og meget andet smart og funktionelt løfte-tilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ løftesortiment.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
80100010	AmbulationArm _____	Armstøtte, til alle modeller og varianter af Eva mobile løftere
70200001	SlingBar S _____	Toppunktsåg i aluminium, 35 cm
70200003	SlingBar L _____	Toppunktsåg i aluminium, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sideåg til SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	Til horisontale løft
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Firepunktsåg i stål
70100002	Charger MHS2500 _____	Vægt, SWL 300 kg
70100003	Charger MHS2500 _____	Vægt, SWL 400 kg
70200101	QuickLink _____	Til enkel udskiftning af løfteåg
70200089	Hand control HB33-6 _____	6 knapper, med service- og batteristatus samt indikation af overbelastning

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helheds-løsning til enkle forflytninger. I konceptet indgår fire produktområder, som tilgodeser de allerfleste behov i forskellige forflytningssituationer.

Forflytning, mellem to Enheder. **Positionering**, inden for samme Enhed. **Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Bredgade 45, DK-7400 Herring
T +45 70 22 43 41
www.directhealthcaregroup.com
info.dk@directhealthcaregroup.com