

# Eva600EE

SystemRoMedic

Maks. last 270 kg



Sterk, sikker og lett å manøvrere  
– med elektrisk utvidelse av understellet

Eva600EE er en allsidig mobil pasientløfter for alle løftesituasjoner og for brukere som veier opptil 270 kg. Når Eva600EE brukes med Direct Healthcare Groups funksjonelle og brukervennlige SystemRoMedic™ løftetilbehør, er den det rette valget for løfting i forbindelse med forflytninger til og fra gulvet, stolen eller sengen, samt for horisontal løfting og gåtrening.




**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Eva600EE

- Ekstra sterk og stabil, maks. last 270 kg
- Aluminium for lav vekt – enkel å manøvrere
- Masten kan justeres til tre høydeposisjoner – stor løfterekkevidde
- Høydejusterbare håndtak – komfortable og ergonomiske arbeidsstillinger
- Stabil løftebøyle i aluminium med pålitelige sikkerhetslåser
- Breidere løftebøyle gir en åpnere løftesele – ideell for større brukere
- Innkapslede tvillinghjul – ruller lett, lite vedlikehold
- Elektrisk utvidelse av understell
- Elektrisk nødstopp lett tilgjengelig på kontrollenheten
- Elektrisk og manuell nødsenkning
- Høykapasitetsbatteri med lang driftstid
- Innebygd lading
- Quick guide på heisen
- Mange tilbehør for sikker, enkel og individuelt tilpassbar løfting av brukere



## PRODUKTSPESIFIKASJONER

Eva600EE \_\_\_\_\_ Art. nr. 60100003

Mobil løfter med elektrisk utvidelse av understell, komplett med SlingBar L og en håndkontroll.

## TEKNISK INFORMASJON

Maks. last \_\_\_\_\_ 270 kg  
Materiale \_\_\_\_\_ Aluminium  
Total høyde \_\_\_\_\_ 1330-2020 mm  
Understellets lengde \_\_\_\_\_ 1400 mm  
Understellets bredde, utvendige dimensjoner \_\_\_\_\_ 750-1150 mm  
Understellets bredde, innvendige dimensjoner \_\_\_\_\_ 650-1050 mm  
Understellsutvidelse \_\_\_\_\_ Elektrisk  
Total vekt \_\_\_\_\_ 39 kg  
Hjul, diameter \_\_\_\_\_ 100 mm  
Løfterekkevidde \_\_\_\_\_ 500-1790 mm  
Løftehastighet uten last \_\_\_\_\_ 34 mm/s  
Nødsenkning \_\_\_\_\_ Manuell och elektrisk  
Batterikapasitet \_\_\_\_\_ 2,9 Ah  
Materiale, løftebøyle \_\_\_\_\_ Aluminium  
Løftebøylens bredde \_\_\_\_\_ 600 mm  
Beskyttelsesklasse \_\_\_\_\_ IPX4

**CE** Eva600EE overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (MDD 93/42/EØF).

### Andre modeller og varianter av Eva mobile løftere

Eva mobile løftere er tilgjengelige i flere modeller og varianter med ulik løftekapasitet og med elektrisk justering av understellets bredde. De er også tilgjengelige i spesialversjoner med lave bein for bruk med lavere senger.

Art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse
60100001	Eva400EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 180 kg
61000002	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 205 kg
60100006	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 205 kg
60100010	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 270 kg

Vennligst besøk [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for mer informasjon.

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

## TILBEHØR

For å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov kan Eva600EE brukes i kombinasjon med løfteseler og mange andre smarte og funksjonelle løftetilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™-utvalg av løfteprodukter.

Art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse
80100010	AmbulationArm _____	Armlene, for alle modeller og varianter av Eva mobile løftere
70200001	SlingBar S _____	Toppunkts løftebøyle i aluminium, 35 cm
70200002	SlingBar M _____	Toppunkts løftebøyle i aluminium, 45 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidestenger for SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	For horisontal løfting
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Firepunkts seleoverligger i stål
70100002	Charger MHS2500 _____	Vekt, maks. last 300 kg
70100003	Charger MHS2500 _____	Vekt, maks. last 400 kg
70200101	QuickLink _____	For enkel bytting av løftebøylar
70200089	Hand control HB33-6 _____	6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning

# Direct Healthcare Group

## Advancing Movement & Health®

Kjellstad Næringspark  
St Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda  
T +47 21 01 44 70

[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) • [info.no@directhealthcaregroup.com](mailto:info.no@directhealthcaregroup.com)