

# Eva600EE

SystemRoMedic

SWL 270 kg



Stark, säker och lättmanövrerad  
– med elektrisk benbredning

Eva600EE är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer, speciellt för tyngre brukare som väger upp till 270 kg.

Tillsammans med Direct Healthcare Group s enkla och funktionella SystemRoMedic™ lyfttillbehör är Eva600EE rätt lösning för lyft i samband med förflyttning till och från golv, stol eller säng samt för horisontella lyft och vid gåträning.



**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Eva600EE

- Extra stark och stabil, SWL 270 kg
- Aluminium ger låg vikt – enkel att manövrera
- Masten justerbar i tre höjdlägen – stort lyftintervall
- Körhandtag med justerbar höjd – bekväma och ergonomiska arbetsställningar
- Stabil lyftbygel i aluminium och med säkra urkrokningsskydd
- Den bredare lyftbygeln ger en öppnare lyftsele - passar bra för stora brukare
- Inkapslade dubbelhjul – lätttrullade och underhållsfria
- Elektrisk benbreddning
- Elektrisk nödstoppknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Batteri med hög kapacitet och lång drifttid
- Inbyggd laddning
- Quick guide på lyften
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare



Ergonomisk och lättanvänd handkontroll med 4 knappar.



Ny kontrollbox med diagnostik, till exempel lyftvärnare och överlastindikering.

## PRODUKTSPECIFIKATION

Eva600EE \_\_\_\_\_ Art. nr. 60100003

Mobil lyft med elektrisk benbreddning, komplett med lyftbygel, SlingBar L, och handkontroll

## TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) \_\_\_\_\_ 270 kg  
Material \_\_\_\_\_ Aluminium  
Total höjd \_\_\_\_\_ 1330-2020 mm  
Benlängd \_\_\_\_\_ 1400 mm  
Bredd underrede, yttermått \_\_\_\_\_ 750-1150 mm  
Bredd underrede, innermått \_\_\_\_\_ 650-1050 mm  
Benbreddning \_\_\_\_\_ Elektrisk  
Total vikt \_\_\_\_\_ 39 kg  
Hjul, diameter \_\_\_\_\_ 100 mm  
Lyftintervall \_\_\_\_\_ 500-1790 mm  
Lyfthastighet, utan belastning \_\_\_\_\_ 34 mm/s  
Nödsänkning \_\_\_\_\_ Manuell och elektrisk  
Batterikapacitet \_\_\_\_\_ 2,9 Ah  
Material, lyftbygel \_\_\_\_\_ Aluminium  
Lyftbygel, bredd \_\_\_\_\_ 600 mm  
Skyddsklass \_\_\_\_\_ IPX4

**CE** Eva600EE uppfyller kraven för klass 1-produkter i Medicintekniska Direktivet (MDD93/42/EEG).

### Fler modeller och varianter av Eva mobila lyftar

Eva mobila lyftar finns flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet samt med elektrisk eller manuell benbreddning. Eva finns även i specialversioner med låga ben för användning med lägre sängar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
60100001	Eva400EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 180 kg
61000002	Eva450EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 205 kg
60100006	Eva450EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 205 kg
60100010	Eva600EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 270 kg

Besök gärna [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) för mer information.

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

## TILLBEHÖR

För att skapa optimala lösningar för brukare med olika behov kan Eva600EE användas i kombination med lyftselar och många andra smarta och funktionella lyfttillbehör i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ lyfts Sortiment.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
80100010	AmbulationArm _____	Armstöd, för alla modeller och varianter av Eva mobila lyftar
70200001	SlingBar S _____	Tvåpunktsbygel i aluminium, 35 cm
70200002	SlingBar M _____	Tvåpunktsbygel i aluminium, 45 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidobyglar för SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	För horisontella lyft
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Fyrpunktsbygel i stål
70100002	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 400 kg
70200101	QuickLink _____	För enkla byten av lyftbygel
70200089	Hand control HB33-6 _____	Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering

# Direct Healthcare Group

## Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista  
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299  
[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)  
[info.se@directhealthcaregroup.com](mailto:info.se@directhealthcaregroup.com)