

# Vega505EE

SystemRoMedic

SWL 230 kg



## Stabil och säker, med extremt stort lyftintervall

Vega är en mobil personlyft anpassad för säkra och enkla lyft av brukare som väger upp till 230 kg. Lyften är robust, stabil och säker och samtidigt lätt för att vara en stålyft. Den har också ett relativt smalt och kompakt utförande, vilket innebär att lyften får plats och kommer åt överallt, även i mindre utrymmen. Trots sitt behändiga format erbjuder Vega ett extremt stort lyftintervall. Lyften klarar därför de allra flesta lyftsituationer och -behov; både låga och höga lyft, sittande eller liggande, till och från golv, säng eller stol samt gåträning.

**Direct Healthcare**  
**Group**

Advancing Movement & Health®

## Unik design: V-konceptet

Vega har en unik design med en lyftarm som kan både höjas till en nästan helt upprätt position och sänkas ända ner till golvet. Masten är dessutom delad i två delar och körhandtagen är integrerade i masten. Denna design, som vi kallar V-konceptet, erbjuder en mängd fördelar både för medhjälparen och för brukaren.

Vega har unika, ergonomiska körhandtag integrerade i masten. De greppvänliga handtagen erbjuder en mängd olika möjligheter för arbetshöjd och placering av händerna, vilket gör det möjligt för medhjälparen att arbeta enklare och bekvämare och på ett ergonomiskt korrekt sätt. Designen ger också intuitiva egenskaper vilket gör manövreringen av lyften naturlig och enkel.

Den delade masten, som kännetecknar V-konceptet, erbjuder dessutom en ny placering, i masten, för ställdonet och kontrollboxen, vilket i sin tur ger mer utrymme och ökad bekvämlighet både för brukaren och för medhjälparen.

### Enkelhet och säkerhet

Den ergonomiska och lättanvända handkontrollen har tydligt markerade knappar för lyft och sänkning samt för den elektriska benbreddningen. Alla rörelser avstannar så snart knapparna släpps.

Nödstoppsknappen sitter lättillgängligt placerad på kontrollboxen. Vega har också både manuell och elektrisk nödsänkning.

### Säker strömförsörjning

Batteriet har hög kapacitet och klarar många lyft per laddning, vilket betyder att det behöver laddas mindre ofta. Vid låg batterinivå ges en ljudsignal och en indikator på kontrollboxen visar när laddning pågår.



Ergonomisk och lättanvänd handkontroll med 4 knappar.



Ny kontrollbox med diagnostik, till exempel lyfträknare och överlastindikering.

### Extrautrustad som standard

Vega505EE levereras komplett och färdig för användning, utrustad med en handkontroll och med följande tillbehör och extra utrustning som standard:

- SlingBar M, tvåpunktsbygel i aluminium, standardbredd 450 mm
- SwiftHook, snabbkoppling, tillbehör till SlingBar
- Inbyggd laddning
- Inkapslade dubbelhjul, Ø 100 mm, med fender



för Vega

**Unik design med många fördelar:**

- Stabil och säker och ändå jämförelsevis lätt
- För brukare som väger upp till 230 kg
- Behändigt format, får plats och kommer åt överallt
- Extremt stort lyftintervall
- Utmärkt för både mycket låga och mycket höga lyft samt för gåträning
- Unik design med intuitiva körhandtag integrerade i masten
- Designen ger mer utrymme och bekvämlighet för både brukare och medhjälpare
- Enkel och ergonomisk manövrering, förebygger arbetsskador
- Quick guide på lyften
- Inkapslade dubbelhjul - lätttrullade och underhållsfria
- Elektrisk benbreddning
- Nödstoppsknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Batteri med hög kapacitet och lång drifttid
- Inbyggd laddning
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft



