

MiniLift200

SystemRoMedic™

Unikt uppresningsmönster
SWL 200 kg



En unik lösning för aktiv uppresning – med elektrisk benbreddning

MiniLift200 är en mobil uppresningslyft som används i kombination med en speciellt anpassad uppresningsväst för att assistera brukare med nedsatt funktion vid uppresning från sittande till stående.

MiniLift200 har en konstruktion som erbjuder en helt unik och extremt bekväm uppresningsupplevelse. Lyften är också kompakt och behändig och mycket enkel att manövrera; egenskaper som, tillsammans med möjligheten att anpassa inställningarna optimalt för varje brukare, gör den mycket användbar i de flesta utrymmen och situationer.

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

MiniLift200

Extremt bekväm, aktiv uppresning med naturligt rörelsemönster

MiniLift200 är utvecklad för att, på ett så bekvämt och skonsamt sätt som möjligt, assistera brukaren vid uppresning från sittande till stående.

Handtagen och sidostöden erbjuder flera olika möjligheter för placering av brukarens händer. Den stabila, halkfria fotplattan har låg instegshöjd och underbensstöden kan, liksom lyftarmen, justeras för att passa varje brukare optimalt.

När MiniLift200 används i kombination med rätt lyfttillbehör får brukaren stöd under fötterna, mot framsidan av underbenen och bakom ryggen, vilket ger en trygg, säker och samtidigt aktiv uppresning.

Konstruktionen lyfter brukaren framåt och uppåt i ett naturligt rörelsemönster samtidigt som benmuskler och balans tränas. MiniLift200 är tillverkad i stål för styrka och stabilitet och passar även för långa och tunga brukare som väger upp till 200 kg.

Aktiv uppresning med naturligt rörelsemönster.



PRODUKTSPECIFIKATION

MiniLift200__Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning ____ Art. nr. 401100334

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____	200 kg
Längd på brukare, min-max _____	140 cm-200 cm
Material _____	Pulverlackerat stål
Höjd _____	1000 mm
Längd _____	980 mm
Bredd, underrede, yttermått _____	590 - 1030 mm
Bredd, underrede, inermått _____	450 - 875 mm
Vikt _____	49 kg
Benbreddning _____	Elektrisk
Fotplatta, höjd, för brukare _____	95 mm
Hjul, diameter _____	100 mm
Lyfthastighet, utan belastning _____	35 mm/s
Nödsänkning _____	Manuell och elektrisk



MiniLift200 uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG



Ergonomisk och lätt-använd handkontroll med 4 knappar.



Ny kontrollbox med diagnostik, till exempel lyfträkare och överlast-indikering.
Elektrisk nödstopp-knapp lättillgängligt placerad på kontroll-boxen.

TILLBEHÖR



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
45550004	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Small
45550006	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Medium
45550007	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Large
45550008	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, X-Large
45550009	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, XX-Large
45590004	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Small, 5 st
45590006	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Medium, 5 st
45590007	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Large, 5 st
45590008	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, X-Large, 5 st
45600004	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Small
45600006	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Medium
45600007	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Large
45600008	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, X-Large
45690004	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Small, 5 st
45690006	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Medium, 5 st
45690007	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Large, 5 st
45690008	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, X-Large, 5 st
70200033	CalfStrap	Vadband för MiniLift200 med serienummer från 200001277
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Mjukt, avspritningsbart skydd för bygeln till MiniLift200
70200089	Hand control HB33-6	Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering
70200029	External charger Linak	Extern laddare för alla modeller och varianter av MiniLift

ThoraxSling

SystemRoMedic™

ThoraxSling är en specialanpassad och mycket bekväm uppresningsväst som används tillsammans med Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ MiniLift uppresningslyftar. Den är lätt för medhjälparen att applicera samtidigt som den ger brukaren en extra trygghetskänsla vid uppresning och ståtränning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök. ThoraxSling finns i två modeller; en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som även ger stöd under stussen (ThoraxSling, med sätesstöd), samt i många material och storlekar.

Fler modeller och varianter av MiniLift mobila uppresningslyftar.

MiniLift finns flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet, med elektrisk eller manuell benbreddning samt med standardhöga eller låga ben för användning med lägre sängar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
60300010	MiniLift160EM	Mobil uppresningslyft med manuell benbreddning, SWL 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Mobil uppresningslyft med manuell benbreddning, låga ben, SWL 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, SWL 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 160 kg
400641434	MiniLift125	Mobil uppresningslyft med elektrisk benbreddning, SWL 125 kg

Ytterligare information finns på www.directhealthcaregroup.com.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health™

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com