

# Raizer® II

Mobil lyftstol

80 lyft per laddning

Den batteridrivna mobila lyftstolen Raizer II hjälper en person som fallit upp till en nästan stående position på bara 30 sekunder. Hjälpmedlet kan enkelt monteras och manövreras av en person, där endast en stödjande hand från operatören behövs. Raizer är designad för att vara enkel att montera, använda och rengöra.

## Främsta egenskaper

4 IDENTISKA BENDELAR och 2 IDENTISKA FÄSTPUNKTER säkerställer korrekt montering vid varje tillfälle

Alla YTMATERIAL är framtagna och utformade för att vara ENKLA ATT RENGÖRA och DESINFICERA

TILLHÖRANDE MIDJEBÄLTE Kan vid behov appliceras som stöd för extra stabilitet

INTUITIVT LJUD och INDIKATOR för korrekt montering

ENGÅNGSÖVERDRAG Finns att tillgå (möjligt tillbehör)

HANDKONTROLLEN förvaras integrerat i sitsen




### Behändig och ergonomisk att transportera

- Enkel att transportera
- Alla delar förvaras i två praktiska väskor
- Ben, ryggstöd och ingående delar är intuitivt placerade i den behändiga väskan så att montering på ett naturligt sätt sker i rätt ordning
- Sitsdelen medföljer som separat del och i ett skyddande fodral som är ergonomiskt utformat för att smidigt kunna bäras intill kroppen
- De två väskorna kan även transporteras med en rullvagn (möjligt tillbehör)

**DHG**  
Moving Health Forward

# Raizer® II

Mobil lyftstol



## Teknisk specifikation

Modell	Raizer II
Lyftkapacitet	Max 150 kg
Uppresningstid	20 – 30 sekunder
Vikt	Sits: 9,2 kg Ben och ryggstöd: 4,9 kg Totalt: 14,1 kg

Antal lyft vid fulladdad enhet	40 vid max lyftkapacitet Ca 80 med genomsnittlig belastning
--------------------------------	--

Laddningstid	Upp till 6 timmar
--------------	-------------------

Laddning av urladdat batteri	10 – 15 min
------------------------------	-------------

Laddningsenhet	USB-laddare och 15W laddare för standarduttag
----------------	---

## Tillbehör Raizer II

Huvudstöd	107464
Handkontroll	105026
Rullvagn	107273
Trepunktshjul, 2 stk	103314
Cykelfäste, kit	103313
Hygienöverdrag	103741
Midjebälte	107250
15W batteriladdare	105192
USB-laddsladd	105082
Bärväska, Raizer II	107463
Överdrag till sits	107240
Väggfäste, kit	107693

DHG Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 Kista  
Sweden  
T: 08-557 62 200  
E: info.se@directhealthcaregroup.com  
www.dhg-healthcare.com

**DHG**  
Moving Health Forward