

RAIZER® II

by Liftup

Raizer är en batteridrivnen mobil lyftstol som hjälper en liggande person upp till nästan stående ställning på några få minuter. Raizer kan med begränsad fysisk insats manövreras av endast en assisterande person. Raizer II är en uppdaterad version av den ursprungliga Raizer, med ny design och förbättrade funktioner.

www.raizer.dk



ÄNNU LÄTTARE ATT RENGÖRA

- Alla ytor på Raizer II är utformade för att vara enkla att rengöra
- Den nya ytan är desinficerbar



LÄTT ATT MONTERA

- 4 identiska ben och 2 identiska ryggstöd säkerställer korrekt montering varje gång
- Intuitiva ljud och LED-lampor säkerställer korrekt montering
- Förbättrade transportväskor och dragvagn



SÄKERHETSÄLTET HAR FÄTT EN NY POSITION

- Säkerhetsbältet kan tas av och tvättas
- Individuell justerbar placering av säkerhetsbältet säkerställer större stabilitet för den liggande personen



FJÄRRKONTROLL OCH NÖDSTOPP

- Fjärrkontrollen förvaras på sidan av Raizer II
- Knappen för nödstopp är mer intuitiv
- Påminnelse om servicekontroll
- Batteriindikator

STOPP I YTTERLÄGE SÄKERSTÄLLER RÄTT POSITION

- Stopp i ytterläge säkerställer rätt position hos Raizer II, både under användning och när den tas isär efter användning.

