

Reservdelar och tillbehör



AGITEK
Mental Health Bed

Innehåll

Ledningar och kablar.....	2
Kopplingsschema.....	2-3
Innehåll i låda.....	4-5
Reservdelar och tillbehör.....	6-14
Sängvändare.....	15-16

Återförsäljare:



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB
Box 2
333 03 Reftle
Tel. 0371-318 00
info@gaterd.se

Ledningar och kablar


Kabel **1**: Kabel 1 är en enkel kabel som går till samma sida som kabel 2 och 3.
Kabel **2+3**: Kabel 2 och 3 är en sammanhållen kabel som delar sig i två (se bild). Kablarna 2 och 3 ska alltid köras till samma sida som kabel 1.


Kabel **4**: Kabel 4 är en enkel kabel som går till samma sida som kabel 5 och 6.
Kabel **5+6**: Kabel 5 och 6 är en sammanhållen kabel som delar sig i två. Kablarna 5 och 6 ska alltid köras till samma sida som kabel 4.

Kablarna 1,2 och 3 måste följas och gå till samma sida. Likaså måste kabel 4,5 och 6 gå till samma sida.



Kopplingschema





Ledningsdiagram

Innehåll i låda

Låda med batteri, personalfjärrkontroll, LockControl, DEWERT RF-mottagare och batteri.



Låda monterad, med LockControl-låda öppen.

Batteriskena utan batteri.




Öppnad LockControl.

Här visas ett Salto-lås.



AGITEK
Mental Health Be

Nödöppningskabel,
I, som visas på
undersidan av
lådan.



Låskontroll

LC 65 HOPPA

Artikelnummer:
10123500100



Reservdelar och tillbehör

<p>Fjärrkontroll, patient Tillverkarens art.nr A 20000</p> <p>Skydd Tillverkarens art.nr En 21000</p>	
<p>Handkontroll, personal Tillverkarens art.nr 10102003333</p>	
<p>Mottagare, fjärrkontroll patient Tillverkarens art.nr A20001</p> <p>Komplett uppsättning med kontroll och mottagare : 10122003333</p>	
<p>LockControl kontrollbox.</p> <p>Bild 1: Stängt. Bild 2: Öppnat.</p> <p>Agitek lås : LC 65 AGI</p> <p>Tillverkarens art.nr 1012001000</p>	

Laddare
Tillverkarens art.nr
A16100

Dockningsstation
Tillverkarens art.nr
En 16200

Batteri
Tillverkarens art.nr
En 16000

Wall-mounted charging unit for ACCUCONTROL 4.5. Ensure easy charging when used together with the ACCUCONTROL 4.5's plug-in charger.



Antistatiska hjul.
(kan ses av den lilla gula prick)

Tillverkarens art.nr
10061023333



Vanligt hjul.

Tillverkarens art.nr
100610133333



Nödöppningskabel

Tillverkarens art.nr
A18200



Utdragsskenor låda

Tillverkarens art.nr
10140003333



Sängmotor för liggdel

Tillverkarens art.nr
10120003333



Liggdelar:

Huvud / rygg del
Tillverkarens art.nr
10110003333


Fast del
Tillverkarens art.nr
10111003333

Lår-del
Tillverkarens art.nr
10112003333

Fotända
Tillverkarens art.nr
10113003333

Madrassstopp
Tillverkarens art.nr för 5
st. 10114003333

Sovyta komplett set
Tillverkarens art.nr
A11800



Motorstyring (ligger
Under sängen, vid
sängens motor)

Tillverkarens art.nr
101010033333

Typ SA 64



Lås till låda MD 1215

Tillverkarens art.nr
10132003333



Gångjärn

Gångjärn 4 mm
Tillverkarens art.nr
10136009999

Gångjärn 2mm :
Tillverkarens art.nr
10137000013

Vit förstärkningsplatta
Tillverkarens art.nr
51227009010



Motor BL 1

Tillverkarens art.nr
A55001



Aktuator LA 27

Tillverkarens art.nr
10405003333



Det finns ett antal kablar för sängen – här är de mest använda när de repareras.

Kabel liggdel :
Tillverkarens art.nr
10104003333

Kabelset agitek :
Tillverkarens art.nr
101030033333

USB-kabel:
Tillverkarens art.nr
10105003333



Säkring 10 Amp
Tillverkarens art.nr
10108003333

Säkringshållare
Tillverkarens art.nr
10106003333

Säkringshållare låg
Tillverkarens art.nr
10107003333



Plastnit 4,5mm

Tillverkarens art.nr
10341054533

Plastnit 7,5mm

Tillverkarens art.nr
10341057533



M8 plastbult
sitter i H-ram

Tillverkarens
art.nr
10346086033



Hållare för
släppställ

Tillverkarens
art.nr
A17100 Vit

Tillverkarens
art.nr
A17120 Grå



Bältesstopp
fotända

Tillverkarens
art.nr
A17000 Vit

Tillverkarens
art.nr
A17000-1 Grå






Popnitar

Vare	Varenavn
10040003206	Popnitte \varnothing 3,2 x 6 mm. Alu stål
10040003208	Popnitte \varnothing 3,2 x 8 mm. Alu stål
10040004006	Popnitte \varnothing 4,0 x 6 mm. Alu stål
10040004008	Popnitte \varnothing 4,0 x 8 mm. Alu stål
10040004010	Popnitte \varnothing 4,0 x 10 mm. Alu stål
10040004012	Popnitte \varnothing 4,0 x 12 mm. Alu stål
10040004812	Popnitte \varnothing 4,8 x 12 mm. Alu stål
10040004815	Popnitte \varnothing 4,8 x 15 mm. Alu stål
10040004818	Popnitte \varnothing 4,8 x 18 mm. Alu stål
10040004820	Popnitte \varnothing 4,8 x 20 mm. Alu stål
10040006415	Popnitte \varnothing 6,4 x 15 mm. Alu stål
10040006418	Popnitte \varnothing 6,4 x 18 mm. Alu stål
10040006422	Popnitte \varnothing 6,4 x 22mm. Alu stål
A 30100	Popnitte Pistol Gesipa Powerbird (batteri)
A 30150	Mundstycke for popnittepistol \varnothing 6,4 mm

Tillverkarens art.nr A30100 - Popnitte pistol i resväska med 1 batteri

Tillverkarens art.nr A30150 – Special vardagliga för \varnothing 6,4mm



<p>Svängvinkel (höger)</p> <p>Tillverkarens art.nr 51508019010</p> <p>Vändvinkel bakåt (vänster)</p> <p>Tillverkarens art.nr 51508029010</p>	 <p>The image shows two white plastic hinges on the left, one for the right side and one for the left side. On the right, a photograph shows the hinges installed on a white surface, with one hinge in the foreground and another in the background.</p>
<p>Mellersta arm tillbaka under liggande yta</p> <p>Tillverkarens art.nr 51516009010</p>	 <p>The image shows a white plastic middle arm on the left. On the right, a photograph shows the arm installed on a white surface, with the arm in the foreground and another in the background.</p>
<p>Vridningsvinkel fot under liggande yta Höger</p> <p>Tillverkarens art.nr 51517019010</p> <p>Vridningsvinkel fot under liggande yta Vänster</p> <p>Tillverkarens art.nr 51517029010</p>	 <p>The image shows two white plastic foot pieces on the left, one for the right side and one for the left side. On the right, a photograph shows the foot pieces installed on a white surface, with one foot piece in the foreground and another in the background.</p>

Sängvändare - Tillverkarens art.nr 160130



Sängar Pushing – Be om info.

