

ReTurn7500

ReTurn7500i er et produkt, der bruges til forflytninger. Det er et utroligt effektivt hjælpemiddel, der giver bekvem og naturlig støtte til forflytning, men det er også en genoptræningsenhed. ReTurn7500i muliggør en sikker og aktiv forflytning til eller fra seng, kørestol eller toilet. ReTurn7500i kan også bruges til at flytte en bruger længere tilbage i en stol eller kørestol.

Lav fodplade og låsebare hjul

De mange grebs muligheder på ReTurn's stige, gør det muligt for brugeren at rejse sig med udgangspunkt i det naturlige bevægelsesmønster

Hjulene på ReTurn7500 kan låses enkeltvis, og tillader dermed ReTurn7500 nemt at dreje om sin egen akse

ReTurn7500's patenterede design, gør forflytningsplatformen nem at styre

ReTurn7500 er udstyret med justerbare støttepuder til underbenene

ReTurn7500's smalle bagprofil gør det muligt at komme helt tæt på brugere siddende i kørestol eller på toilet



Tekniske specifikationer

Model:	ReTurn7500 HMI-nr. 78952 / Varenr. 7500i
Max brugervægt:	150 kg
Højde:	1150 mm
Fodplade længde:	685 mm
Fodplade bredde:	570 mm
Fodplade højde:	40 mm
Total egenvægt	16,5 kg