

Få et overblik over hvilken VENDLET model, der passer til dine behov.

Funktioner			
	VENDLET Standard	VENDLET V5S Speed Adjust	VENDLET Bari
Betjening fra én side af sengen	✓	✓	✓
Kan betjenes af borger selv	✓	✓	✓
Integreret sengehest	✓	✓	✓
Hastighedsregulering	✓	✓	✓
Fulldautomatisk	✓	✓	✓
Maskinvaskbart	✓	-	-
Teleskopiske sider	✓	-	-

Specifikationer

	VENDLET Standard	VENDLET V5S Speed Adjust	VENDLET Bari
Vægt i alt (kg)	42	58	58
Længde (cm)	200-220	200	200
Bredde per side (cm)	7,5	7,5	7,5
Højde over sengeramme (cm)	33,5-45,5	35-50,5	35-50,5
Højde under sengeramme (cm)	10-20,5	20-35	20-35
Maks. brugervægt (kg)	250	200	400
Lagen hæftning	Quick Tag	Velcro	Velcro
Materiale	Aluminium	Stål	Stål
Støjniveau v. maks. belastning	55db(A)	65db(A)	65db(A)
Højde over madrasflade (cm)	-2,5	2	2

Tilbehør

	VENDLET Standard	VENDLET V5S Speed Adjust	VENDLET Bari
Glidelagen	✓	✓	✓
Træklagen	✓	✓	✓
Engangstræklagen	-	✓	✓
Engangsglidelagen	-	✓	✓
Under bed light	✓	✓	✓
Skumindsats til sengehest	-	✓	✓
To håndbetjeninger muligt	✓	✓	✓