

Världens
mest
sålda!

Minimal risk för genomsittning
- 3-lagsmadrass med
överlappande luftceller.

Kliniskt dokumenterad att
förebygga och behandla
trycksår t o m sårgrad 3.

Inkontinensöverdrag (finns som tillbehör)
finns för minskat glidtryck.

Brukarvikt
0-220 kg.

Supportpump som
är enkel att ställa in.

Tekniska specifikationer

Art. Nr.	Produkt
56-800	Överdrag
56-801	Väska till overlay
56-780	Ventil (10-pack)
56-781	Kork (10-pack)
56-782	Lagning (20-pack)

SofCare

Tryckavlastande bäddmadrass

• Världens mest sålda

SofCare är världens mest sålda statiska tryckavlastande madrass med bevisad klinisk prestanda. Madrassen har funnits på marknaden i över 20 år och har sålts i över tio miljoner exemplar till nöjda användare.

• Kontinuerligt lågt tryck

Sofcare arbetar med konstant lågt tryck och är kliniskt dokumenterad att förebygga och behandla trycksår till och med sårkategori 3.

• Supportpump

Supportpumpen är mycket tystgående och har en komfortinställning som enkelt kan anpassas utifrån patientens individuella behov.

• Lätt och stark

Risken för genomsittning är minimal då SofCare är uppbyggd som en 3-lagsmadrass med överlappande luftceller. Madrassen är gjord i ett material som ger en elastisk kvalitet med låg egenvikt och god hållbarhet.

• Skyddande hygienöverdrag

Inkontinensöverdrag finns som tillbehör för minskat glidtryck. Överdraget är ångpermeabelt men släpper inte igenom fukt och kroppsvätska. Det stretchar i fyra riktningar vilket eliminerar glidtryck i hög omfattning. För att göra det enkelt att ta av och tvätta så har överdraget dragkedjor på tre sidor.

