

Stolvåg

Art 53-700

Healthweigh® stolvåg har en patenterad ergonomisk design och ger ett mycket tillförlitligt och exakt resultat. Alla patientens vårdkrav på säkerhet, komfort, vårdarens användning och underhåll uppfylls. Den kompakta förpackningskonstruktionen ger en mycket kostnadseffektiv leverans.

Funktioner

- Teknik för rörelsekompensation
- BMI-funktion
- Tare/Zero/Hold/Print/kg/lb
- Bläddra upp/ned
- 5-siffrig LCD-skärm (positiv FSTN), teckenhöjd 1,8 cm
- Automatisk omvägning
- Uppgraderingsbar programvara
- Portar: RS232 och USB
- Tillval: Bluetooth

Ström

- Ineffekt 230 V / 120 V, uteffekt DC 9 V
- Automatisk avstängning
- 6 x 1,5 AA batterier
- Laddningsbart batteri (endast klass III)
- Indikator för låg batterinivå

Tekniska data

Kapacitet	300 kg / 660 lb
Gradindelning	0,1 kg / 0,2 lb
Total vikt	18 kg / 40 lb
Mått	850 x 650 x 970 mm 49,5" x 40" x 44,5"
Sitsens mått	430 x 420 x 80 mm 17" x 16,5" x 3"

Class III EMR
READY

Ergonomisk patientorienterad design:

Armstöden kan lyftas separat så att patienten kan glida över från stol till stolvåg med hjälp av det raka armstödet. Fotstödet kan också vikas upp för enklare förflyttning.



SHEKEL All the weigh!



SHEKEL
All the **weigh!**

SHEKEL HEALTHWEIGH®

Förenar smarta våglösningar
med avancerad kommunikationsteknik

Shekel Scales grundades för 40 år sedan och är nu världsledande inom avancerad digital vågteknik.

Shekel erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa digitala vågar för sjukvård och gym. Alla modeller i **Healthweigh®**-utbudet har en unik innovativ design och har utvecklats och tillverkats utifrån höga professionella standarder. Alla vågar kan anslutas till elektroniska system så att viktinformationen kan överföras direkt till patientjournalerna.

- **Healthweigh®** patientvågar är ett tillförlitligt vägningssystem för vårdcentraler, kliniker, sjukhus, gym och hemmabruk.
- **Healthweigh®** vågar för specialbehov kan användas inom många olika medicinska sektorer. Dessa modeller är mycket användarvänliga, bekväma, lättanvända och – viktigast av allt – helt säkra.
- **Healthweigh®** baby- och neonatalvågar är ergonomiskt utformade för nyfödda och lite större bebisar.

Healthweigh® digitalvågar med inbyggd programvara fungerar som datainsamlingsensorer. Vi samlar in och behandlar känsliga data och överför dem sedan till informationsdatabasen. Framtidens medicinteknik är här – effektiv och korrekt dataöverföring. Automatisk överföring av data förhindrar felaktigheter som kan uppstå när information anges manuellt och sparar framförallt tid och pengar.

Smartare design. Kompromisslös korrekthet.



Distribueras av



WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftetele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION