


Vårdtagarens namn: _____

Personnummer: _____



StandUpSling är en uppreningsväst som är lätt att applicera för medhjälparen samtidigt som den ger brukaren trygghetskänsla. Den är utformad för att ge stöd bakom ryggen vid upprensning med en uppreningslyft. StandUpSling är utformad för att tillgodose behov av stöd och trygghet vid upprensning samt för att underlätta toalettbesök.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vilken storlek används?

Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

Vilket material används?

Polyester

Annat

Vilka öglor används:

Instruktioner för användning

Får uppresningsvästen lämnas kvar i rullstolen bakom brukaren?

 Ja Nej

Kan uppresningsvästen användas vid toalettbesök?

 Ja Nej

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

 Ja Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

 Ja Nej

Instruktioner till personalen:

Tex. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens/rullstolens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Övrigt:

Utprovad av:

Datum: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

Handicare AB
Torshamnsgatan 35
SE-164 40 Kista
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com

Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på
Handicares hemsida www.handicare.com

