



Transflo

Transflo Cushion Bari är innovativt designad med en kombination av skum med hög densitet och ett unikt system med flytande silikongel. Sittdynan innehåller två vätskefyllda, ångpermeabla säckar som är omslutna av stödjande och kraftig skum. Vätskan kan sedan röra sig mellan facken för att dynan ska kunna anpassa sig efter kroppens form och läge, samt återfördela trycket över en så bred yta som möjligt. Systemet med den flytande silikongelen tillåter patienten att sitta i en neutral bäckenlutning. Kylgelens yta hjälper till att hantera trycksår genom att tillhandahålla en mindre sänkning av hudens ytemperatur. Denna produkt är lämplig för användare som anses vara ha **“Mycket Hög Risk”** för utveckling av trycksår.

Funktioner

Unikt system med silikongel

75% täckt av gel

CME-skum av finaste kvalitet

Elastiskt ångpermeabelt överdrag

Finns i olika storlekar

Fördelar

Dynan anpassar sig efter brukarens form för att stödja och omfördela trycket

Säkrar lågt tryck över ett stort område på sittdynan

Förhindrar att sittdynan tunnas ut och förenklar patientöverföring

Minskar skjuvning och friktion, samtidigt som gör det enkelt att efterfölja infektion- och kontrollpolicies (kan tvättas i upp till 95°C)

Förbättrad patientkomfort för olika utmanande sittställningar

Tekniska specifikationer

Produktcod	CUS0940001
Riskkategori	Mycket hög
Max. vikt	203 kg
Garanti	2 år
Mått	Alla storlekar upp till 914 mm
Skumdensitet	40-60kg/m ³
Geltyp	Silikonolja i polyuretan
Utmattningsklass	S
Brandsäkerhet	BS 7176
Vikt sittdyna	2kg
Färg	Marinblå
Hypokloritlösning-kompatibel	1,000ppm utspädd eller 0,1% (eller enligt lokala riktlinjer för infektionskontroll)