

Kund:	Datum: 2014-02-28
Referens/bukarnamn:	
Ordernummer:	

**Snabbstart Manual**, läs denna del noggrant innan ni fyller i utprovningsprotokollet

Detta utprovningsprotokoll är utformat för att kunna välja en alternativ kontroll så enkelt som möjligt. Ta med brukarens kondition och begränsningar i beräkningen för att bestämma rätt konfiguration.

För att välja rätt konfiguration kryssa utprovningsprotokollet i steg för steg. Utprovningsprotokollet är indelat i sex sektioner:

- ① Manöverbox
- ② Styrenhet
- ③ Kontrollknappar
- ④ Extra kontroller
- ⑤ Montering och programmering
- ⑥ Övrig information

För att kunna fungera korrekt så består en specialkontrol för det mesta av följande grunddelar.:

- En manöverbox
- En eller flera kontroller proportionell eller brytande.
- En eller flera kontroll knappar

**Steg 1:**  
Välj den önskade manöverboxen. Välj också var och hur denna manöverbox skall vara monterad. Om manöverboxen skall vara monterat på bordet måste det uppges exakt var den skall vara monterat. I sektion 6 finns tillräcklig plats för ritning med mått.

**Steg 2:**  
Välj lämplig Styrenhet för brukaren. Välj också hur och var denna styrenhet skall vara monterad. Vissa brukare kan behöva flera styrenheter monterade på olika sätt på rullstolen. Det finns två typer av styrenheter, proportionell och brytande. Med en proportionell styrenhet så är det möjligt möjligt att kontrollera både hastighet och riktning på en rullstol. Med en brytande styrenhet så kan man bara kontrollera riktning. Hastigheten programmeras in i systemet.

**Steg 3:**  
Använd kontrollmatrisen för att bestämma typ, fuktion och fästsystem för varje Knapp.

**Steg 4:**  
Välj "Extra kontroll".

Varje kontrollsystem är specialtillverkat och vi har försökt skapa ett så komplett utprovningsprotokoll som som möjligt. Om du har några frågor som inte besvaras av dett protokoll tveka inte att kontakta oss.

**1 Manöverbox:** välj önskad manöverbox


- |                           |                          |             |             |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| ① R-net JSM med färgskärm | <input type="checkbox"/> | 60.072.0010 |             |
| ② Omni                    | <input type="checkbox"/> | 20.068.6809 | Pristillägg |

**Montering av manöverbox:** välj hur manöverboxen skall monteras på elrullstolen

- |  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Fast   | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Parallellbeslag  | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Flexibel arm   | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Ledad arm  | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Bord: förklara exakt, gärna med skiss, hur den skall monteras under "Övrig information" i slutet på utprovningsprotokollet | <input type="checkbox"/> |  |  |
| Annat  | <input type="checkbox"/> |  |  |

- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| Vänster | <input type="checkbox"/> |
| Höger   | <input type="checkbox"/> |
| Vänster | <input type="checkbox"/> |
| Höger   | <input type="checkbox"/> |
| Vänster | <input type="checkbox"/> |
| Höger   | <input type="checkbox"/> |
| Vänster | <input type="checkbox"/> |
| Höger   | <input type="checkbox"/> |

**2 Styrenhet**
**Alternativa joysticker**


- |   |                          |             |             |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| ① Kompact joystick för R-net  | <input type="checkbox"/> | 60.007.0050 | Pristillägg |
| Kompact joystick för Omni   | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |
| Kompact joystick Light för R-net: 50% reducerad kraft, 25% reducerad rörelse            | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |
| Kompact joystick Light för Omni: 50% reducerad kraft, 25% reducerad rörelse             | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |
| ② Mini Joystick för R-net: Miniaturjoystick, endas 10 grams kraft behövs                | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |
| Mini Joystick för Omni: Miniaturjoystick, endas 10 grams kraft behövs                   | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |
| ③ MicroPilot joystick för Omni: Praktiskt sett ingen joystickrörelse, kraft är ställbar | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |
| MicroPilot joystick för R-net: Praktiskt sett ingen joystickrörelse, kraft är ställbar  | <input type="checkbox"/> | Art. Number | Pristillägg |

**Montering av alternativ joystick:** Välj hur den alternativa joysticken skall monteras på erullstolen

Armstöd	Fast	Vänster	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
	Parallellbeslag	Höger	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
		Vänster	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
		Höger	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
Bord	Fast		<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
	Undansvängbart	Manuellt	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
		Elektrisk	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg

**Hakstyrning**




Undansvängbar	Manuellt	Vänster	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
	Elektrisk	Höger	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
		Vänster	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
		Höger	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
Skulderhållare			<input type="checkbox"/>	60.007.6710	Pristillägg

**Tillbehör till Joystick**



T-handtag	<input type="checkbox"/>	20.067.22	Pristillägg
Pinne	<input type="checkbox"/>	20.067.23	Pristillägg
Softball	<input type="checkbox"/>	20.067.24	Pristillägg
Svamp	<input type="checkbox"/>	20.067.25	Pristillägg
Haka	<input type="checkbox"/>	20.067.26	Pristillägg
Boll	<input type="checkbox"/>	20.067.27	Pristillägg

**Brytande styrningar**



① ASL 105 Huvud styrning	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg	
② Sug och blås	ASL109 Sug och blås huvudstödsmontag Omni	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
		<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
Knappstyrning	1 kontakt skannande	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
	3 kontakter: framåt/bakåt, vänster och höger	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg
	4 Switches: framåt, bakåt, vänster och höger	<input type="checkbox"/>	Art. Number	Pristillägg

**Knappar:** använd matrisen här under för att bestämma knapp till systemet



		Knapp 1	Knapp 2	Knapp 3	Knapp 4	Knapp 5	Knapp 6	Antal		
knappens funktion	On/off	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Funktionsval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Framåt/bakåt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Framåt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Bakåt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Höger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Mus vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Mus höger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Knappmodell	① <b>Buddy kontakt</b>									
	Röd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Grön	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Gul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Blå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Annan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	② <b>Piko 30 kontakt</b>									
	Röd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Grön	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Gul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Blå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Annan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
③ <b>Microlight kontakt</b>										
Annan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
Knappens placering	<b>Måste fyllas in</b>									
	<b>Armstöd</b>									
	Vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Höger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	<b>Huvudstöd</b>									
	Vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Höger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	Mitten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	<b>Bord</b>									
	Standard kardborre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	I jämnhöjd med kant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg
	<b>Hakstyrning</b>									
Hakstyrning kontroll vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
Hakstyrning kontroll höger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
Annan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. Number	Pristillägg	

## 1 Extra kontroller



- ① Bluetooth Mus Modul: *kontroller din PC, Android telefon eller platta via bluetooth*
- ② Input/output modul
- ③ Direct Access Interface DAI-8, *gör det möjligt att kontrollera de elektriska funktionerna extert*
- ③ Handkontroll, *för DAI-8*
- ④ Vårdarstyrning dubbelkommando

- 32.068.1870 Pristillägg
- 32.068.1870 Pristillägg
- Art. Number Pristillägg
- Art. Number Pristillägg
- 32.068.1850 Pristillägg

## 5 Montering och initial programmering programmering

- Montering och initial programmering av Levo
- Montering och initial programmering av Distributör
- Programering av omgivningskontroll på plats

- Art. Number Pristillägg
- Art. Number Pristillägg
- On request

## 6 Övrig information

- ①: Dubbelkommando är endast möjligt med Omni eller en kombination med standard JSM och input/output modul. Om man valt manöverbox Omni behövs inte någon mer hårdvara. Om man valt manöverbox JSM måste input/output modulen väljas.